

Balmed 3 PRO JET + AIR

Kompaktowa wanna do hydromasażu i kąpieli perełkowej



Balmed 3 to najbardziej uniwersalna wanna do hydroterapii na rynku. Ergonomiczny design zapewnia komfort pacjenta oraz ekonomiczne zużycie wody. Wanna **Balmed 3** umożliwia prowadzenie relaksacyjno-leczniczego hydromasażu całego ciała. Posiada 8 dysz kierunkowych oraz 54 dysze do kąpieli perełkowej.



Długość: **170 cm**



Wysokość: **61,5 cm**



Szerokość: **75 cm**



Waga: **170 kg**



Pojemność: **260 l**

Cechy charakterystyczne:

- 8 dysz kierunkowych do hydromasażu,
- 54 dysze do kąpieli perełkowej,
- płynna regulacja intensywności kąpieli perełkowej,
- uchwyty ułatwiające wejście i wyjście z wanny,
- biała niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego,
- białe osłony,
- elektroniczny panel sterowania z możliwością ustawienia czasu zabiegu,
- pojemność do 260 l.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	260
Czas napełniania/spustu [min]:	<4
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	170 x 75 x 61,5
Masa [kg]:	170
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B



Dzięki swej funkcjonalności **Balmed 3** stanowi doskonały wybór dla najbardziej wymagających przychodni, uzdrowisk oraz sanatoriów, które poszukują optymalnego kosztowo rozwiązania.

