



Samoprzylepne elektrody powierzchniowe

Jednorazowe samoprzylepne elektrody powierzchniowe marki Friendship są przeznaczone do stosowania podczas badań EMG, EEG i EP o niskiej impedancji dla uzyskania optymalnej jakości sygnału. Elektrody łączą w sobie warstwę przewodzącą srebra/chlorku srebra oraz żel przewodzący. Po nałożeniu, sygnały pomiędzy podkładką elektrody a skórą są przekazywane przez warstwę nieodwracalnego materiału ze srebra/chlorku srebra i cienkiego elektrolitu, opartego na zaawansowanej technologii.

Długotrwała przyczepność i przyjazny dla skóry żel zapewniają wiarygodne pomiary nawet po zmianie położenia elektrody w celu uzyskania optymalnego pomiaru sygnału. Zarówno czujnik, jak i przewody elektrody powierzchniowej są wykonane z miękkiego, elastycznego materiału zwiększającego komfort pacjenta.

Jeśli są Państwo zainteresowani produktem, którego nie ma w naszym katalogu, lub potrzebują jego modyfikacji, prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży. Nasi przedstawiciele z przyjemnością omówią Państwa potrzeby i zaproponują odpowiednie rozwiązanie.



Powierzchniowa żelowana elektroda uziemiona


Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship o wygodnym rozmiarze 35 x 50 mm, zapewniają optymalny sygnał. Elektroda ma wytrzymałą powierzchnię klejącą, dzięki czemu idealnie nadaje się do badań EMG i EP.

- Pakowane pojedynczo.
- Dostępne w opakowaniach po 24 sztuki.
- Niesterylne.
- Jednorazowe.

Żelowana elektroda powierzchniowa

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2001	SEAg-S-2000/35x50	35 x 50 mm	Pojedynczy	200 cm	G	TP 1,5 mm	24 szt.

*R (Red) - czerwony, G (Green) - zielony, B (Black) - czarny, W (White) - biały



Żelowane elektrody powierzchniowe


Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki **Friendship** zostały wykonane w kształcie "kaczek" i są standardowo dostępne w dwóch rozmiarach. Kształt ten, w połączeniu z wytrzymałą powierzchnią klejącą i przyjaznym dla skóry żelem, zapewnia utrzymanie elektrody na miejscu i wiarygodne pomiary, nawet jeśli elektroda lub kabel zostaną przesunięte w trakcie badania. Wszystkie żelowane elektrody powierzchniowe są dostępne z pojedynczymi lub skręconymi kablami oraz o różnych kolorach i długościach.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Żelowane elektrody powierzchniowe

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2002	SEAg-S-1500/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	150 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 pojedynczych)
2002-2	SEAg-S-1000/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	100 cm	R, G, B	TP 1,5 mm	24 zestawy (72 pojedyncze)
2003	SEAg-S-2500/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	250 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 pojedynczych)
2022	SEAg-S-100/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	10 cm	W	TP 1,5 mm	12 zestawów (144 pojedyncze)
2023	SEAg-S-0.7/100/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	10 cm	W	0,7 mm, męskie	12 zestawów (144 pojedyncze)
2006	SEAg-T-1500/15x20	15 x 20 mm	Pary skręcone	150 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (24 pary)
2007	SEAg-T-2500/15x20	15 x 20 mm	Pary skręcone	250 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (24 pary)
2004	SEAg-S-1500/20x27	20 x 27 mm	Pojedynczy	150 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 pojedynczych)
2008	SEAg-T-1500/20x27	20 x 27 mm	Pary skręcone	150 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (24 pary)
2009	SEAg-T-2500/20x27	20 x 27 mm	Pary skręcone	250 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (24 pary)
2021	SEAg-S-1500/20	20 mm okrągły	Pojedynczy	150 cm	R, G, B, W	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 pojedynczych)

*R (Red) - czerwony, G (Green) - zielony, B (Black) - czarny, W (White) - biały



Samoprzylepne elektrody powierzchniowe do NCS

Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badania przewodnictwa nerwowego (ang. Nerve Conduction Studies, NCS) marki Friendship zostały zaprojektowane z pomniejszonym obszarem pomiaru dla większej precyzji podczas lokalizowania obszaru docelowego. Wytrzymała powierzchnia klejąca i przyjazny dla skóry żel zapewniają wiarygodne pomiary, nawet w przypadku przesunięcia elektrody. W ofercie są również nieżelowaną wersję elektrody NCS dla klientów, którzy chcą użyć własnego żelu.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Elektrody żelowane (rozmiar podkładki 22 x 30 mm)

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2024-3	SEAg-C-1.5/1200/22x30	10 x 6 mm	Pojedynczy	120 cm	R, G, B	TP 1,5 mm	8 zestawów (96 pojedynczych)
2024-5	SEAg-C-1.5/2500/22x30	10 x 6 mm	Pojedynczy	250cm	R, G, B	TP 1,5 mm	8 zestawów (48 pojedynczych)
2025	SEAg-C-0.7/100/22x30	10 x 6 mm	Pojedynczy	10 cm	W	0,7 mm, męskie	12 zestawów (144 pojedyncze)

Elektrody nieżelowane (rozmiar podkładki 14 x 24 mm)

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2026	SEAg-C-0.7/100/14x24	10 x 6 mm	Pojedynczy	10 cm	W	0,7 mm, męskie	12 zestawów (300 pojedynczych)

Kable do elektrod powierzchniowych

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość w opak.
2027	SEC-5P/2x0.7/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.
2035	SEC-5P/2x0.7/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.
2028	SEC-5P/2x0.7/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.
2029	SEC-5P/3x0.7/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.
2037	SEC-5P/3x0.7/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.
2030	SEC-5P/3x0.7/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	TP 2 x 0,7 mm, żeński	1 szt.

*R (Red) - czerwony, G (Green) - zielony, B (Black) - czarny, W (White) - biały



Elektrody typu „Tab”

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship posiadają wysokiej jakości czujnik srebra/chlorku srebra zapewniający optymalne monitorowanie sygnału przy niskim poziomie szumów. Elektrody Tab należy używać z kablami z klipsem krokodylkowym.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Jednorazowe elektrody typu „Tab”

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2031-1	SEAg-J-22x32	22 x 32 mm	N/D	N/D	N/D	typu "Tab"	12 zestawów (600 pojedynczych)

Kable do elektrod typu „Tab”

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Długość przewodu	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość w opak.
2032	CCS1500	150 cm	R/G/B	TP 1,5 mm	Klips krokodylkowy	3 szt.
2033	SEC-5P/3C/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	3x klips krokodylkowy	1 szt.
2042	SEC-5P/3C/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	3x klips krokodylkowy	1 szt.
2034	SEC-5P/3C/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	3x klips krokodylkowy	1 szt.

*R (Red) - czerwony, G (Green) - zielony, B (Black) - czarny, W (White) - biały

Jednorazowe samoprzylepne elektrody powierzchniowe