



Kable

Kable wielokrotnego użytku marki Friendship służą do łączenia naszych akcesoriów ze sprzętem lub do przedłużania podłączonych kabli. Dostępnych jest wiele rodzajów i długości. Wszystkie kable są wysokiej jakości i nadają się do wielokrotnego użytku.

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość w opak.
1080-1	CCN1200	120 cm	Szary	5 pin DIN	Konstrukcja Friendship	1 szt.

Kabel do monopolarnych elektrod igłowych

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość w opak.
1100	CMN1500	150 cm	Czarny i czerwony	DIN 42802	Konstrukcja Friendship	2 zest.

Kable do elektrod powierzchniowych

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość w opak.
2027	SEC-5P/2x0.7/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	2x 0,7 mm TP żeński	1 szt.
2035	SEC-5P/2x0.7/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	2x 0,7 mm TP żeński	1 szt.
2028	SEC-5P/2x0.7/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	2x 0,7 mm TP żeński	1 szt.
2029	SEC-5P/3x0.7/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	3x 0,7 mm TP żeński	1 szt.
2037	SEC-5P/3x0.7/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	3x 0,7 mm TP żeński	1 szt.
2030	SEC-5P/3x0.7/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	3x 0,7 mm TP żeński	1 szt.

Kable do elektrod typu "Tab"

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość
2032	CCS1500	150 cm	R/G/B	TP 1,5 mm	Klips krokodylkowy	3 szt.
2033	SEC-5P/3C/1000	100 cm	Szary	5 pin DIN	3x krokodylki	1 szt.
2042	SEC-5P/3C/1500	150 cm	Szary	5 pin DIN	3x krokodylki	1 szt.
2034	SEC-5P/3C/2000	200 cm	Szary	5 pin DIN	3x krokodylki	1 szt.

Kable przedłużające do kabla TP 1,5 mm

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość
1060	EW1000	100 cm	P1/P2	TP 1,5 mm	żeński 1,5 mm	6 szt.
1061	EW1500	150 cm	P1/P2	TP 1,5 mm	żeński 1,5 mm	6 szt.
1062	EW2000	200 cm	P1/P2	TP 1,5 mm	żeński 1,5 mm	6 szt.

* Zestaw kolorów P1: (Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Zielony, Niebieski, Fioletowy) Zestaw kolorów P2: (Czarny, Biały, Jasnoniebieski, Brązowy, Różowy, Szary)