

PowerShocker LGT-2500S Plus

Aparat do fali uderzeniowej

PowerShocker LGT-2500S Plus to dwukanałowy aparat do radialnej fali uderzeniowej ze źródłem balistycznym (ciśnieniowym). Generuje energię w zakresie od niskich do wysokich wartości.

Mimo niewielkich gabarytów ułatwiających transport, aparat oferuje ciśnienie 5 barów oraz maksymalną gęstość energii na poziomie 1,08 mJ/mm².

Uzyskanie wysokich parametrów pracy jest możliwe dzięki wbudowaniu zbiornika wyrównującego ciśnienie.



Wyposażenie standardowe:

- sterownik,
- głowica RSWT PowerShocker,
- aplikator radialny 15 R - 15 mm,
- aplikator radialny 20 R - 20 mm,
- zestaw naprawczy (2 naboje),
- walizka na głowicę,
- zestaw uszczelek,
- klucz płaski,
- klucz imbusowy,
- wycior,
- przewód zasilający.

Urządzenie znajduje zastosowanie w:

- rehabilitacji,
- ortopedii,
- medycynie sportowej,
- medycynie estetycznej.



Głowica vibracyjna

Wyposażenie opcjonalne:

- głowica vibracyjna,
- aplikator vibracyjny 10 V - 10 mm,
- aplikator vibracyjny 25 V - 25 mm,
- aplikator vibracyjny 40 V - 40 mm,
- aplikator akupunktury 6 A - 6 mm,
- aplikator skupiający 15 F - 15 mm,
- aplikator głęboki 15 D - 15 mm,
- aplikator głęboki 15D T - 15 mm,
- aplikator radialny 36 R - 36 mm.

Ta ulotka zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aplikatory do głowicy RSWT

Aplikator:							
Opis, średnica:	Aplikator akupunktury 6 A - 6mm	Aplikator radialny 15 R - 15mm	Aplikator skupiający 15 F - 15mm	Aplikator głębokiej penetracji 15 D - 15mm	Aplikator głębokiej penetracji 15D T - 15mm	Aplikator radialny 20 R - 20mm	Aplikator radialny 36 R - 36mm
Gęstość energii [mJ/mm²]:	-	0,32	0,51	0,51	0,46	1,08	-
Penetracja [mm]:	0-40	0-40	0-20	0-60	0-60	0-50	0-50

Aplikatory do głowicy wibracyjnej

Aplikator:			
Średnica [mm]:	10	25	40
Zalecane zastosowanie:	terapia punktów spustowych	masaż mięśni gładkich wzdłuż przebiegu włókien mięśni w celu usunięcia obrzęku limfatycznego	masaż mięśni na dużym obszarze po terapii falą uderzeniową

Dane techniczne:

Częstotliwość [Hz]:	1 - 22
- głowica RSWT:	1 - 35
- głowica wibracyjna:	1 - 35
Ciśnienie [Bar]:	1,0 - 5,0 (z krokiem 0,1)
Ekran:	dotykowy o przekątnej 7"
Port USB do aktualizacji oprogramowania:	dostępny
Zbiornik wyrównawczy ciśnienia:	dostępny
Protokoły leczenia:	dostępne
Programy użytkownika:	dostępne
Rozmiar aparatu (dł. x szer. x wys.) [cm]:	39,5 x 39 x 19,4
Waga aparatu [kg]:	11,3 (łącznie z głowicą),
Zasilanie [V, Hz]:	100 - 240, 50-60