

Meden-Inmed Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Tel.: +48 94 347 10 50 / 53

E-mail: fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl



Tapicerki **LUX**

2024.12.23 / WbF. 2



Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester



Wytrzymałość i wydajność
>500 000 cykli (intensywne użytkowanie)



Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych



Odporność na hydrolizę



Przyjazne dla środowiska



Wysoka odporność na zadrapania




IMO RES, MSC.307(88)



Normy ognioodporne
BS 5852 Part I, EN 1021-1/2, CA Tech. Bull. 177/NFPA 260

Czyszczenie:

Wszelkiego rodzaju plamy lub zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić szmatką nasączoną neutralnym roztworem mydła, wykonując przy tym płynne, okrężne ruchy.




OM006 WHITE



OM240 BEIGE



OM315 SKY



OM221 BLUE




OM314 CEMENT



OM076 OLIVE GREY



OM173 DARK BROWN



OM225 BLACK



OM469 LIMA



OM157 FOREST



OM053 RED



OM217 BORDEAUX



OM095 MOSTAZA



OM075 ORANGE

