

! W celu zamówienia należy przesłać wszystkie poniższe informacje.

Dane placówki

Nazwa placówki

Adres placówki

Telefon

E-mail

Dane terapeuty

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Wybierz kończynę

☐ Lewa

☐ Prawa

Część dystalna

Ustawienie nadgarstka

☐ 15 stopni

☐ 35 stopni

Długość naparstków

A Należy wykonać pomiar długości od podstawy do czubka palca.

Kciuk [cm]

Wskazujący [cm]

Środkowy [cm]

Serdeczny [cm]

Mały [cm]




! W celu zamówienia należy przesłać wszystkie poniższe informacje.

Szerokość śródrećza

- B** Należy wykonać pomiar szerokości śródrećza na jego grzbietowej powierzchni, dystalnie od stawów śródrećzno-palczkowych. Unikać zachodzenia taśmą na boczną i przyśrodkową powierzchnię palców.

Wpisz pomiar

[cm]



Część proksymalna

Pomiary obwodu przedramienia

- C** Pomiar obwodu nadgarstka proksymalnie zaraz za głową kości łokciowej.

Wpisz pomiar

[cm]

- D** Pomiar obwodu przedramienia proksymalnie od głowy kości łokciowej odmierzając od niej 15 cm.

Wpisz pomiar

[cm]

