

! W celu zamówienia należy przesłać wszystkie poniższe informacje.

Dane placówki

Nazwa placówki

Adres placówki

Telefon

E-mail

Dane terapeuty

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Wybierz kończynę

☐ Lewa

☐ Prawa

Część dystalna

Ustawienie nadgarstka

☐ 15 stopni

☐ 35 stopni

Długość naparstków

A Należy wykonać pomiar długości od podstawy do czubka palca.

Kciuk

[cm]

Wskazujący

[cm]

Środkowy

[cm]

Serdeczny

[cm]

Mały

[cm]




! W celu zamówienia należy przesłać wszystkie poniższe informacje.

Szerokość śródreęcza

- B** Należy wykonać pomiar szerokości śródreęcza na jego grzbietowej powierzchni, dystalnie od stawów śródreęczno-palczkowych. Unikać zachodzenia taśmą na boczną i przyśrodkową powierzchnię palców.

Wpisz pomiar [cm]



Część proksymalna


Pomiary obwodu przedramienia

- C** Pomiar obwodu nadgarstka proksymalnie zaraz za głową kości łokciowej.

Wpisz pomiar [cm]

- D** Pomiar obwodu przedramienia proksymalnie od głowy kości łokciowej odmierzając od niej 15 cm.

Wpisz pomiar [cm]



Pomiar obwodu ramienia

- E** Pomiar obwodu ramienia tuż powyżej zgiętego łokcia do 90°:

Wpisz pomiar [cm]

- F** Pomiar obwodu ramienia 10 cm powyżej zgiętego łokcia do 90°

Wpisz pomiar [cm]

