

Matrix – funkcje i akcesoria

MOTomed muvi		●		●		●	●	●		●		●	●	●	●	●		●	●	○	○	○	○	○	○	○
MOTomed loop.l	●		●			●	●					●	●	●		●	●		●	○	○	○	○			
MOTomed loop.la			●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MOTomed loop.a	●		●			●		●				●	●	●		●		●				○		○	○	○
MOTomed loop light.l			●			●	●					●				●	●		○	○	○	○	○			
MOTomed loop light.la			●			●	●	●	●			●				●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
MOTomed loop light.a			●			●		●				●				●		●				○		○	○	○
MOTomed loop p.l	●		●			1-90 obr./ min	●					●	●	●		●	●		●	○	○	○	○			
MOTomed loop p.la			●			1-90 obr./ min	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MOTomed loop.la prof			●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○
MOTomed layson.l			●			●	●					●	●	●		●	●		●	○	○					
MOTomed layson.la			●			●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	○	○			○	○	○
MOTomed loop kidz.l	●		●			●	●					●	●	●		●	●		●	○	○	○	○			
MOTomed loop kidz.la			●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MOTomed loop kidz.a	●		●			●		●				●	●	●		●		●			○		○	○	○	○
MOTomed gracile12 [l]	●				●	●	●				●		●	●			●		○	●	○	○	○			
MOTomed gracile12 [la]					●	●	●	●			●		●	●			●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
MOTomed layson kidz.l			●			●	●					●	●	●		●	●		●	○	○					
MOTomed layson kidz.la			●			●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	○	○			○	○	○
	Pakiet aktualizacji: rotor do nóg lub rąk ma możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria																									
	Symultaniczna terapia ruchowa (jednoczesny ruch nogami i rękami)																									
	Kolorowy wyświetlacz dotykowy, składany o regulowanym nachyleniu, format obrazu 16:9 = 7"																									
	Kolorowy wyświetlacz dotykowy z przyciskami dotykowymi, regulowane nachylenie wielkość 26,1cm x 16,3 cm = 12,1"																									
	Kolorowy ekran z przyciskami dotykowymi wielkość 11,3cm x 8,4cm = 5,7"																									
	Prędkość (pasywna) od 1 do 60 obr./min																									
	Trening nóg (pasywny, wspomagany, aktywny)																									
	Trening rąk (pasywny, wspomagany, aktywny)																									
	Przejsięcie z treningu nóg na trening rąk i z powrotem dotykowo poprzez oprogramowanie																									
	Elastyczne pozycjonowanie przycisków obsługowych na ekranie (na dole, po lewej lub po prawej stronie ekranu)																									
	Wyświetlanie treningu symetrycznego za pomocą wykresu słupkowego																									
	Wyświetlanie treningu symetrycznego za pomocą animowanych piktogramów																									
	Programy terapeutyczne																									
	Gry / programy motywacyjne																									
	Filmy																									
	Port USB i port szeregowy																									
	Rotor do nóg o regulowanej wysokości, beznarzędziowy																									
	Rotor do rąk o regulowanej wysokości, beznarzędziowy																									
	Pokryte tworzywem sztucznym pedały bezpieczeństwa																									
	Prowadnice nóg z uchwytami na łydki																									
	Samoobstugowe uchwyty na stopy																									
	Zabezpieczenie wózka inwalidzkiego przed przewróceniem																									
	Szybka regulacja promienia pedału																									
	Mankiet na nadgarstek do mocowania dłoni																									
	Uchwyty na przedramiona z mankietem:																									
	Uchwyty Tetra																									

- Wyposażenie podstawowe
- Akcesoria

Funkcje zawarte we wszystkich modelach MOTomed:

- Opór hamowania od 0 do 20 (aktywny)
- Elektroniczna pomoc przy wchodzeniu i schodzeniu
- Zatrzymanie awaryjne
- Ochrona ruchu
- Napęd rozluźniający
- Program rozluźniania spastyczności
- Trening symetryczny
- Wyświetlanie napięcia (*średnia wartość*)
- Analiza treningu (*udział treningu pasywnego i aktywnego wyświetlane są oddzielnie*)
- Regulacja mocy silnika od 1 do 10