



Fotel **Wenus** przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych.



Fotel **Mars** przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych oraz urodynamicznych.

Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska, pochylenia pleców oraz pochylenia siedziska. Sterowanie siłownikami może odbywać się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny mechanizm uchylony pozwala schować miskę pod siedzisko. Fotel po zamontowaniu dodatkowego panelu, można wykorzystać jako typowy stół operacyjny.

Akcesoria dedykowane:

- podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.),
- panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez przedłużenie siedziska,
- panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, kpl,
- urologiczna miska z odpływem,
- urologiczna lub ginekologiczna miska bez odpływu,
- obręcz na lejek,
- wieszak na kroplówkę,
- pedał umożliwiający sterowanie nożne,
- pilot umożliwiający sterowanie ręczne.

Dane techniczne:

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:	182 (140)
Szerokość całkowita [cm]:	90 (78)
Szerokość siedziska [cm]:	60
Szerokość oparcia [cm]:	60
Wysokość siedziska w pozycji fotelewej [cm]:	45-95
Kąt pochylenia oparcia [°]:	-8 do 58 (+/-2)
Kąt pochylenia siedziska [°]:	-0 do 40 (+/-2)
Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:	24
Rodzaj pracy siłownika [min]:	cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku
Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]:	220
Masa fotela bez akcesoriów [kg]:	~95
Napięcie zasilające [VAC]:	230



Fotel w formie stołu zabiegowego

Dostępna kolorystyka tapicerki:

00 ecru	01 beżowy	02 niebieski	03 granatowy
04 terakota	05 brązowy	06 szary	07 grafitowy
08 czarny	09 czerwony	10 jasno-zielony	11 miodowy
12 morski	13 pomarańczowy	14 limonka	15 błękitny

Opcje:

- sterowanie: sterowanie ręczne, sterowanie nożne,
- miska: bez odpływu, z odpływem.