



2151

**PSILIAKOS**

PRODUCT CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
HOSPITAL EQUIPMENT - DESIGN AND MANUFACTURING

Ta ulotka zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



# 2151

## Łóżeczko niemowlęce

### SPECYFIKACJA

- Metalowa rama malowana proszkowo (proszek epoksydowy).
- Łóżeczko noworodkowe wykonane z tworzywa plexiglass.
- Materac z zewnętrznym, wodoodpornym pokrowcem antybakteryjnym.
- Kółka o średnicy 50 mm, w tym dwa z hamulcami.

## OPCJONALNE FUNKCJE




Podwójne plastikowe kółka  
o średnicy 65 mm (opcja)



Szafka (opcja)

Szuflada (opcja)

## WYMIARY




## ZAKRES RUCHU



# DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

## RAMY METALOWE



**RAL 9002**

Szary biały



**RAL 9006**

Srebrny aluminiowy

## CZĘŚCI PLASTIKOWE



**RAL 1018**

Żółty jasny



**RAL 3020**

Czerwony kubański



**RAL 6019**

Seledynowy średni



**RAL 6032**

Zielony sygnałowy



**RAL 7040**

Szary popielaty



**RAL 5024**

Niebieski pastelowy



**RAL 1028**

Żółty melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

Dystrybutor:



**Meden-Inmed Sp. z o.o.**, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin  
tel.: +48 94 347 10 57, [sklep@meden.com.pl](mailto:sklep@meden.com.pl)  
[www.sklep.meden.com.pl](http://www.sklep.meden.com.pl)

