



2108

FOTEL GINEKOLOGICZNY

PSILIAKOS

PRODUCT CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
HOSPITAL EQUIPMENT - DESIGN AND MANUFACTURING

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



2108


Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości

SPECYFIKACJA

- Fotel jest przeznaczony do użytku ginekologicznego i położniczego.
- Zarówno podstawa, jak i kolumna wykonane są ze stali malowanej proszkowo.
- Wysoka odporność na standardowe płyny dezynfekujące.
- Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg.
- Materac wysokiej jakości, obszyty sztuczną skórą o wysokiej odporności na szpitalne środki dezynfekujące.




WYMIARY



ZAKRES RUCHÓW (REGULOWANYCH ELEKTRYCZNIE)



24°
Regulacja sekcji siedziska



Regulacja wysokości
Zakres 200 mm
Min. wysokość: 700 mm
Maks. wysokość: 900 mm



-8° do +57°
Sekcja oparcia pleców

WYPOSAŻENIE



OPCJONALNE FUNKCJE



Odchylane podłokietniki




Pedały zintegrowane z podstawą



Składany i odłączany panel przedłużający leżysko










Zintegrowany odchylany stopień



Mechaniczna regulacja zagłówka +/-20°

DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

	13000	BEŻOWY (JASNY)		13001	BIAŁY		13010	BEŻOWY		13103	ŻÓŁTY (JASNY)
	13102	BEŻOWY (CIEMNY)		13219	RÓŻOWY		13201	CZERWONY		13250	KORALOWY (BLADY)
	13256	PRZYPALONY POMARAŃCZOWY		13220	MALINOWY (CIEMNY)		13303	CZEKOLADOWY (JASNY)		13093	FIOLETOWY (JASNY)
	13275	CZEKOLADOWY		13403	KHAKI (JASNY)		13401	LETNIA ZIELEŃ		13404	KHAKI
	13410	TURKUSOWY		13420	ZIELONY (CIEMNY)		13405	TURKUSOWY (JASNY)		13503	SZARY (CHŁODNY)
	13507	NIEBIESKI (JASNY)		13504	NIEBIESKI (CIEPŁY)		13523	KOBAŁTOWY (CIEMNY)		13501	NIEBIESKI (CIEMNY)
	13901	CZARNY		13801	ŻÓŁTY		13802	FUKSJA		13803	FIOLETOWY

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH





Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

