



Seria 2050

PSILIAKOS
KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

2050




DWUSTRONNA SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA ZE ZINTEGROWANYM STOLIKIEM

SPECYFIKACJA

- Metalowa rama malowana proszkowo.
- Błaty i fronty wykonane z formowanego ABS.
- Zakres regulacji wysokości stolika nad łóżkiem od 77 do 102 cm za pomocą sprężyny gazowej i stabilizatora za pomocą przycisku.
- Podwójny uchwyt na butlę z boku wykonany z formowanego ABS.
- Dwustronna szuflada z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem.
- Dwustronna szafka z wewnętrzną półką.
- Stolik nadłóżkowy.




WYMIARY



DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

RAMY METALOWE



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Białe aluminium

CZĘŚCI PLASTIKOWE



RAL 1018

Żółty cynkowy



RAL 3020

Czerwony drogowy



RAL 6019

Pastelowa zieleń



RAL 6032

Zielony sygnałowy



RAL 7040

Szary okienny



RAL 5024

Pastelowy niebieski



RAL 1028

Melonowy żółty

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH.

Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

