



SERIA
1452

PSILIAKOS

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



1452


2-SEKCYJNE ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

SPECYFIKACJA

Łóżeczko dziecięce, odpowiednie do użytku szpitalnego.

- Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.
- Powierzchnia do spania ze zdejmowanego, formowanego plastiku ABS.
- 4 elastyczne odbojniki.
- Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.

WYMIARY I ZAKRES RUCHÓW MANUALNYCH



Zakres regulacji wysokości: 240 mm



Sekcja tylna 70°
Regulacja pneumatyczna



Trendelenburg 10°
Anti-Trendelenburg 10°
Regulacja manualna



AKCESORIA



STOJAK NA KROPLÓWKĘ (opcjonalnie)

Stojak na kroplówkę z 2 lub 4 haczykami



KOSZYK (opcjonalnie)

Miejsce do przechowywania rzeczy osobistych



UCHWYT NA KARTĘ PACJENTA (opcjonalnie)




NIERDZEWNA RAMA WYCIĄGOWA (opcjonalnie)

DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

RAMY METALOWE



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny
aluminowy

CZĘŚCI PLASTIKOWE



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony
kubański



RAL 6019

Seledynowy
średni



RAL 6032

Zielony
sygnałowy



RAL 7040

Szary
popielaty



RAL 5024

Niebieski
pastelowy



RAL 1028

Żółty
melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

