



Seria
TR910 i 2551



PSILIAKOS
KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.





2551 i TR910

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z NIEZALEŻNYM STOLIKIEM



ZAKRES RUCHU – WYMIARY





2551

METALOWA RAMA Z BLATAMI I FRONTAMI Z TWORZYWA ABS

Podstawowa konfiguracja

- Metalowa rama malowana proszkowo.
- Blaty i fronty wykonane z formowanego ABS.
- Szuflada z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem.
- Szafka z drzwiami i wewnętrzną półką.
- Podwójne kółka o średnicy 50 mm.



2551 PLASTIK

PLASTIKOWA SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

Podstawowa konfiguracja

- Wykonana w całości z plastiku.
- Szuflada z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem.
- Szafka z drzwiami i wewnętrzną półką.
- Podwójne kółka o średnicy 50 mm.



2551 DREWNO

DREWNIANA SZAFKA PRZYŁOŻKOWA

Podstawowa konfiguracja

- Szafka z frontami oraz blaty wykonane z drewna.
- Szuflada z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem.
- Szafka z drzwiami i wewnętrzną półką.
- Podwójne kółka o średnicy 50 mm.



2551 D

METALOWA SZAFKA PRZYŁOŻKOWA Z BLATAMI Z TWORZYWA ABS

Podstawowa konfiguracja

- Metalowa rama malowana proszkowo.
- Blat wykonany z tworzywa ABS.
- Szuflada z wyjmowanym plastikowym pojemnikiem.
- Szafka z drzwiami i wewnętrzną półką.
- Podwójne kółka o średnicy 50 mm.




4 podwójne kółka o średnicy 65 mm
(opcja)



DOSTĘPNE KOLORY DLA POWIERZCHNI LAMINOWANYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY




8514

NIEBIESKI (JASNY)



8526

NIEBIESKI



2096

ZIELONY (JASNY)



2092

ZIELONY




2054

ŻÓŁTY



8508

POMARAŃCZOWY




2063

BEŻOWY



2633

SZARY




2209

SZARY (JASNY)




2633 PASKI

SZARE PASKI



BUK



WIŚNIA



JABŁOŃ

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
POWIERZCHNIE Z MELAMINY MAJĄ PREDEFINIOWANY WZÓR I KOLOR.

KOLORY CZĘŚCI PLASTIKOWYCH I METALOWYCH

Możliwość barwienia wszystkich plastikowych i metalowych części zgodnie z kodami palety RAL.


PRZYKŁADOWE KOLORY



7001



5010



6019



1018



2000



6018




1016




4003




4001



9010



9001



9002



6027



7001



7047



5024



7032



7035

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
POWIERZCHNIE Z MELAMINY MAJĄ PREDEFINIOWANY WZÓR I KOLOR.



Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

