

Neuroforma Cognitive



Neuroforma Cognitive to urządzenie do interaktywnej terapii oraz treningu pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne (tj. choroba Parkinsona) oraz ortopedyczne związane z ograniczeniami zakresu ruchu kończyn górnych. Rozbudowane menu pozwala na prowadzenie terapii ruchowej, poznawczej, a także może korzystnie wpłynąć na zaangażowanie pacjentów w prowadzone zajęcia terapeutyczne.

Do zalet urządzenia Neuroforma Cognitive należy przede wszystkim możliwość nawigowania po rozbudowanym menu samodzielnie przez pacjenta za pomocą ekranu dotykowego.

INTERAKTYWNY ŚWIAT NEUROFORMA COGNITIVE

Neuroforma Cognitive to kilkadziesiąt zróżnicowanych zadań, gier i ćwiczeń, które pozwalają zwiększyć zaangażowanie pacjentów w terapię ruchową i poznawczą. Wśród dostępnych ćwiczeń znajdują się zadania pozwalające na ćwiczenie pamięci, sylabizowania, koordynacji, zwiększania zakresu ruchu, refleksu.

Dzięki urządzeniu Neuroforma Cognitive można zwiększyć aktywność psychoruchową pacjentów cierpiących np. na choroby otępienne. Rozbudowane menu oferuje interaktywne aplikacje, które stymulują mózg i trenują zdolności motoryczne. Uniwersalnie skonstruowane ćwiczenia znajdują swoje zastosowania zarówno w domach opieki seniora, jak i specjalistycznych centrach rehabilitacji. Ciekawe ćwiczenia angażują każdego kto do tej pory nie wziętyby udziału w podobnej terapii.

Neuroforma Cognitive to przyjazne dla każdego urządzenie, wzbudza ciekawość, posiada aplikacje na każdym poziomie zaawansowania oraz różnych poziomach zdolności poznawczych i ruchowych pacjentów przebywających w ośrodku.

Więcej informacji na:

www.sklep.meden.com.pl





Klocki

Czy możemy to zbudować? Absolutnie! Zbuduj najpiękniejsze dzieła, tak szalone, jak tylko potrafisz. Korzystając z różnych elementów, kolorów, twórz kształty o jakich zawsze marzyłeś będąc dzieckiem.



Gra w hokeja

Trenuj umiejętności reakcji za pomocą klasycznej gry cymbergaj. Wbij krążek w bramkę przeciwnika. Gracz, który zdobędzie 5 goli jest zwycięzcą!



Obliczenia

Prawdziwa łamigłówka dla miłośników matematyki. Do wyboru aż trzy poziomy trudności zadań.



Puzzle

Klasyczna gra w układanie puzzli, różna liczba elementów oraz obrazów, zapewnia rozrywkę wszystkim użytkownikom urządzenia Neuroforma Cognitive.



Naciskanie bąbelków

Prosta, ale zabawna gra. Wbij wszystkie bąbelki tak jak w folii bąbelkowej. W tej grze możesz także grać na plastrze miodu.



Walka na reakcje

Ćwicz swoją reakcję oraz inne umiejętności w tym zakresie. Wybierz poziom trudności i zbieraj punkty, uderzając odpowiednie kolory. Zły wybór, to strata punktów.

I wiele innych...



Dodatkowe funkcje urządzenia Neuroforma Cognitive:

- odtwarzacz muzyki z lat 70., 80. i 90.,
- odtwarzacz filmów relaksacyjnych opartych o obserwację natury,
- przeglądarka internetowa,
- możliwość korzystania z własnych filmów i obrazów za pomocą nośnika USB.

Dane techniczne:

Wielkość ekranu:	43"
Ekran dotykowy:	tak, 10 punktów
Podstawa jezdna z blokadą kół:	tak
Elektryczna regulacja wysokości [mm]:	730-1650
Wymiary ekranu z ramą [mm]:	1270 x 860
Regulacja pochylecia ekranu [°]:	0-90 co 15
Waga całkowita [kg]:	110