


Urządzenie do obrazowania

Przetwarzanie, wyświetlanie i nagrywanie obrazu
Wszystko w jednym



Specyfikacja	
Model	VLM-03
Rozmiar wyświetlacza	8 cali
Waga	1,0 Kg
Pamięć	32 GB
Rozdzielczość wyświetlacza	1024*768 px
Możliwość wyjścia wideo	HDMI, 1920*1080 px
Pojemność baterii	≥6400 mAh
Czas pracy baterii	Do 4 godzin



Broszura
Bronchoskop
jednorazowy



Informacje do zamówienia

Urządzenie	Nr kat.
Bronchoskop jednorazowy	
BR-M40H	2016B-PA008
BR-M52H	2016B-PA002
BR-M58H	2016B-PA007
Przetwornik obrazu	
VLM-03	2021B-PA003

Specyfikacje, projekt i akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia lub zobowiązań ze strony producenta.

HugeMed

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., LTD.
6F, Block A, Tempus Building, 1st Qingshuihe Road, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong, Chiny.
+86-755-22275833 +86-755-22275833 info@hugemed.net

Więcej informacji można znaleźć
na naszej stronie internetowej:
www.hugemed.net



HugeMed
NR KAT.: ENG-EU-CATA-fBRS-suBR-MEGA-202306V1.0

Jednorazowy Bronchoskop




BR-M58H 6,0/2,8 mm
BR-M52H 5,0/2,2 mm
BR-M40H 4,0/1,2 mm

Specyfikacja


Odchylenie	Długość robocza	Długość całkowita	Pole widzenia	Kierunek patrzenia
210° góra/dół	600 mm	860 mm	120°	0°

1920 X 1080 Możliwość wyjścia wideo Full HD

Jednorazowy bronchoskop HugeMed™ wykorzystuje najnowszą generację ultrakompaktowego czujnika HD CMOS, który zapewnia obrazowanie w wysokiej rozdzielczości 1080P. Możliwość obrazowania HD systemu bronchoskopowego zapewnia zupełnie nowe wrażenia z użytkowania, szczególnie w środowisku sali zabiegowej. Przetwornik „wszystko w jednym” zapewnia doskonałą zwrotność podczas pracy na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii, pogotowiu ratunkowym itp.



* Dzięki funkcji podłączania zewnętrznych wyświetlaczy medycznych, nasi użytkownicy mogą uzyskać najwyższą jakość obrazowania, spełniając wymagania w gabinecie zabiegowym lub na sali operacyjnej.



Full HD + jednorazowy

Zupełnie nowe doświadczenie w bronchoskopii

Wyraźniejszy obraz, lepsze wyniki.

Zupełnie nowe doświadczenie w bronchoskopii jednorazowej!

W ostatnich latach bronchoskopy jednorazowego użytku są akceptowane przez coraz większą liczbę użytkowników. Szczególnie podczas pandemii tego rodzaju urządzenia są bardzo pomocne w ograniczaniu zakażeń krzyżowych. Jednak ich jakość obrazowania wciąż stanowi przeszkodę w dalszej popularyzacji.

Bronchoskop jednorazowy HugeMed™ został opracowany w celu odwrócenia tego trendu. Zdolność obrazowania w 1080P jest istotna dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat nieprawidłowości naczyniowych oskrzeli.

Jednocześnie funkcje jednorazowego użytku nadal są kluczowe do zmniejszenia ryzyka zakażenia krzyżowego i zapewnienia większej elastyczności podczas bronchoskopii.



Przenośny

- Lekki i kompaktowy,
- Szczególnie wygodny do codziennego badania na oddziale intensywnej terapii.



Opłacalny

- Podnosi współczynnik przepływu środków finansowych,
- Brak kosztów utrzymania,
- Brak kosztów dezynfekcji.



Brak zakażeń krzyżowych

- Jednorazowy, jeden wziernik dla jednego pacjenta, brak problemów z zakażeniami krzyżowymi.



Zawsze gotowy do pracy

- Nie trzeba czekać na reprocessowanie, zawsze dostępny dla twoich potrzeb.



Przyjazny dla użytkownika

- Waży mniej niż 300 g, co zmniejsza zmęczenie operatora,
- Płynna kontrola kąta odchylenia, pomagająca użytkownikowi uzyskać większą dokładność w celowaniu.



Najnowocześniejszy

- Ultrakompaktowy i energooszczędny czujnik CMOS, który zapewnia wideo HD przy 30 klatkach na sekundę (fps).



Intensywne odchylenie

- Kąt odchylenia 210° w górę i w dół spełnia potrzeby kliniczne, zwłaszcza gdy wziernik musi sięgać do górnych partii płuc.