



1151

PSILIAKOS

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące wyrobu medycznego, który powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowany zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



1151

ŁÓŻECZKO NIEMOWLĘCE

SPECYFIKACJA




- Łóżeczko noworodkowe wykonane z tworzywa plexiglass.
- Metalowa rama malowana proszkowo (proszek epoksydowy).
- Materac z wodoodpornym i antybakteryjnym pokrowcem.
- Kółka o średnicy 75 mm, w tym dwa z hamulcami.
- Podstawa i pokrywa wykonane z tworzywa ABS.



1151 Elementy deklaracyjne

Bajkowe wzory na życzenie

WYMIARY




Trendelenburg 18°
Anty-Trendelenburg 18°
Regulacja ręczna / pneumatyczna

DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

RAMY METALOWE



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny aluminiowy

CZĘŚCI PLASTIKOWE



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony kubański



RAL 6019

Seledynowy średni



RAL 6032

Zielony sygnałowy



RAL 7040

Szary popielaty



RAL 5024

Niebieski pastelowy



RAL 1028

Żółty melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

Dystrybutor:



Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

