

Ekopompa I

Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym przeznaczone do współpracy z urządzeniem Aquavibron



Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym, przeznaczone do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu **Aquavibron**. **Ekopompa I** umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho w sposób proekologiczny i ekonomiczny. Urządzenie sprawdza się w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych, klinikach rehabilitacji oraz gabinetach medical spa & wellness.



Długość: **61 cm**



Wysokość: **88 cm**



Szerokość: **50 cm**



Waga: **40 kg**



Pojemność: **10 l**

Cechy charakterystyczne:

- zamknięty obieg wody niezależający zabieg masażu od sieci wodociągowej,
- urządzenie przyjazne dla środowiska - brak zużycia wody,
- wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego,
- regulacja intensywności masażu,
- mobilność - system składa się z 4 kółek z hamulcami oraz rączki umożliwiającej transport urządzenia,
- intuicyjna obsługa i wysoka funkcjonalność,
- szuflada umożliwiająca przechowywanie końcówek masujących,
- uchwyt umożliwiający zawieszenie aparatu Aquavibron,
- możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego aparatu Aquavibron bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek i modyfikacji,
- wysoka jakość wykończenia (stalowe uchwyty, łatwo zmywalny blat),
- drzwiczki rewizyjne umożliwiające łatwy serwis urządzenia, zamykane na klucz,
- system chłodzenia składający się z wentylatora oraz otworów wentylacyjnych.

Dane techniczne:

Pojemność robocza zbiornika [l]:	7-10
Pobór prądu [A]:	3
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	61 x 50 x 88
Masa [kg]:	40

