

Sedie da doccia

Tutte le nostre sedie da doccia sono ideali per l'utilizzo nella doccia e nella vasca da bagno. Le speciali ventose posizionate sulle gambe creano una sicura stabilità evitando lo scivolamento delle sedie da doccia.

Tutti i modelli hanno la regolazione delle gambe in altezza. Possono essere facilmente regolate premendo i pulsanti a scatto e facendo scorrere i tubi che devono essere posizionati alla stessa altezza prima dell'utilizzo della sedia.

⚠ Chiedete informazioni al vostro rivenditore se non siete sicuri sull'utilizzo del prodotto.

⚠ Peso utilizzatore: 150 kg

Le sedie da doccia possono essere pulite con un normale prodotto per la pulizia. Non utilizzate prodotti aggressivi che possono causare decolorazioni del prodotto.


Dimensioni Jill

larghezza: 51 cm
lunghezza: 42 cm
altezza sedile: 35 - 53 cm
larghezza sedile: 51 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2 kg




Dimensions Jinny

larghezza: 35 cm
lunghezza: 35 cm
altezza sedile: 33 - 51 cm
larghezza sedile: 32 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 1,5 kg



Dimensions Lilly

larghezza: 51 cm
lunghezza: 47 cm
altezza: 77 - 87 cm
altezza schienale: 38 cm
larghezza sedile: 51 cm
altezza sedile: 36 - 46 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 3 kg



Dimensions Melbourne

larghezza: 48 cm
lunghezza: 56 cm
altezza: 72 - 82 cm
altezza schienale: 37 cm
larghezza sedile: 41 cm
altezza sedile: 34 - 44 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2,8 kg



Dimensions Sidney

larghezza: 50 cm
lunghezza: 52 cm
altezza sedile: 34 - 44 cm
larghezza sedile: 41 cm
leg adjustment: 15 cm
peso: 2 kg



Modifiche tecniche riservate. © 2016

VERMEIREN
Mobilità illimitata



Bancos de ducha

Todos nuestros bancos de ducha son ideales para su uso en la ducha, la bañera, el baño u otros lugares húmedos. Las gomas de los extremos de las patas hacen que el banco sea muy estable y no se resbale.

La longitud de las patas puede ajustarse en todos los modelos. Sólo hay que pulsar los botones de presión y deslizar el tubo hacia dentro o hacia fuera. Asegúrese de que el botón de presión queda fijado en el orificio. Compruebe también que las cuatro patas están a la misma altura antes de utilizar el banco.

⚠ Pida ayuda si no está seguro de cómo utilizar el producto.

⚠ Peso soportado: 150 kg

Los bancos de ducha pueden limpiarse con productos de limpieza normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.


Dimensiones Jill

anchura: 51 cm
longitud: 42 cm
altura del asiento: 35 - 53 cm
anchura del asiento: 51 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg




Dimensiones Jinny

anchura: 35 cm
longitud: 35 cm
altura del asiento: 33 - 51 cm
anchura del asiento: 32 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 1,5 kg




Dimensiones Lilly

anchura: 51 cm
longitud: 47 cm
altura: 77 - 87 cm
altura del respaldo: 38 cm
anchura del asiento: 51 cm
altura del asiento: 36 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 3 kg



Dimensiones Melbourne

anchura: 48 cm
longitud: 56 cm
altura: 72 - 82 cm
altura del respaldo: 37 cm
anchura del asiento: 41 cm
altura del asiento: 34 - 44 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2,8 kg



Dimensiones Sidney

anchura: 50 cm
longitud: 52 cm
altura del asiento: 34 - 44 cm
anchura del asiento: 41 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg



Abriendo nuevos horizontes en movilidad. © 2016

VERMEIREN
Para más movilidad



Krzesła prysznicowe

Wszystkie nasze krzesła prysznicowe idealnie nadają się do użytku pod prysznicem, w wannie, w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Specjalnie zaprojektowane gumy na końcówkach nóg gwarantują stabilność krzesełek oraz skutecznie przeciwdziałają poślizgowi.

Wszystkie modele mają regulowaną wysokość nóg. Aby ustawić odpowiednią długość nóg, należy nacisnąć odpowiedni przycisk i wsunąć lub wysunąć ruchomą część. Upewnij się, że przyciski są pewnie osadzone w otworach. Przed stosowaniem sprawdź, czy wszystkie cztery nogi mają tą samą długość.


⚠ Poproś o pomoc w przypadku, jeśli nie wiesz jak korzystać z produktu.

⚠ Waga użytkownika: 150 kg

Do czyszczenia krzesełek należy używać ogólnodostępnych, domowych środków czyszczących. Nie używać preparatów żrących, które mogą spowodować uszkodzenia i odbarwienia.


Wymiary Jill

szerokość: 51 cm
długość: 42 cm
wysokość siedziska: 35 - 53 cm
szerokość siedziska: 51 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg




Wymiary Jinny

szerokość: 35 cm
długość: 35 cm
wysokość siedziska: 33 - 51 cm
szerokość siedziska: 32 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 1,5 kg




Wymiary Lilly

szerokość: 51 cm
długość: 47 cm
wysokość: 77 - 87 cm
Wysokość oparcia: 38 cm
szerokość siedziska: 51 cm
wysokość siedziska: 36 - 46 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 3 kg



Wymiary Melbourne

szerokość: 48 cm
długość: 56 cm
wysokość: 72 - 82 cm
Wysokość oparcia: 37 cm
szerokość siedziska: 41 cm
wysokość siedziska: 34 - 44 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2,8 kg



Wymiary Sidney

szerokość: 50 cm
długość: 52 cm
wysokość siedziska: 34 - 44 cm
szerokość siedziska: 41 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości



VERMEIREN

België

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

Deutschland

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a - D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de - e-mail: info@vermeiren.de

France

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin - F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98 - Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr - e-mail: info@vermeiren.fr

Österreich

Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Straße 4 - A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229/64900 - Fax: +43(0)7229/64900-90
website: www.vermeiren.at - e-mail: info@vermeiren.at

Italia

Vermeiren Italia S.R.L.
Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese (MI)
Tel: +39 02/997707 - Fax: +39 02/93585617
website: www.vermeiren.it - e-mail: info@vermeiren.it

Schweiz

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62 - CH-3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch - e-mail: info@vermeiren.ch

Polska

Vermeiren Polska Sp. z o.o.
ul. Łączna 1 - PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00 - Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl - e-mail: info@vermeiren.pl

Nederland

Vermeiren Nederland B.V.
Correspondentieadres: Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

España

Vermeiren Iberica, S.L.
Carretera de Castellá, Km. 0,5 - Sant Gregori P.I. - Edifici A
ES-17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433 - Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es - e-mail: info@vermeiren.es

Česká republika

Vermeiren ČR S.R.O.
Nadrazní 132 - 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 133 923 - Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz - e-mail: info@vermeiren.cz

Manufacturer

Vermeiren Group
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be



VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility