



7035

ŁÓŻKO PORODOWE

PSILIAKOS

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobu medycznego, który powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny i używany zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



7035


3-SEKCYJNE ŁÓŻKO PORODOWE Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

SPECYFIKACJA


- Trzysekcyjne łóżko do porodu i opieki okołoporodowej.
- Wytrzymała metalowa rama malowana proszkowo, przystosowana do obciążenia do 250 kg.
- Zdejmowane szczyty łóżka z formowanego tworzywa sztucznego.
- Regulowane panele boczne wykonane z formowanego tworzywa sztucznego.
- W pełni regulowane podpory nóg.
- Mechaniczny system natychmiastowego poziomowania dla nagłych wypadków resuscytacji krążeniowo-oddechowej po obu stronach łóżka.
- Plastikowe koła o średnicy 150 mm, z centralnym systemem hamowania, jedno z nich jest kierunkowe.
- Powierzchnia leżyska i osłona podstawy wykonane z formowanego ABS.
- Uchwyt na stojak na kroplówkę.
- 4 Plastikowe odbojniki.
- Pilot ręczny.
- Materac ze zdejmowaną poszewką.
- Panel przedłużający leżysko.
- Uchwyty na ręce.
- Pojemnik bez odpływu ze stali nierdzewnej.




WYMIARY



ZAKRES RUCHÓW (REGULOWANYCH ELEKTRYCZNIE)



Sekcja miednicy 25°
(opcjonalnie)



Wysokość 560-910 mm
w zależności od kątów

Zakres
350 mm



Sekcja oparcia pleców 70°



Trendelenburg 12°
Anti-Trendelenburg 6°
(opcjonalnie)






WYPOSAŻENIE



WYPOSAŻENIE



Plastikowa osłona mechanizmów sekcji tylnej z ABS (opcja)

Uchwyty na stojak na kroplówkę

Wieszak na papier (opcja)

Hamulec nożny







WIĘCEJ OPCJI



Bateria zapewniająca autonomię ruchów elektrycznych (opcja)



Pokrowce podpór nóg w kolorze pokrowca materaca (opcja)



Logo nadrukowane na szczycie łóżka (opcja)




Zintegrowane elementy sterujące na panelu bocznym (opcja).



DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

RAMY METALOWE



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny aluminiowy

CZĘŚCI PLASTIKOWE



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony kubański



RAL 6019

Seledynowy średni



RAL 6032

Zielony sygnałowy



RAL 7040

Szary popielaty



RAL 5024


Niebieski pastelowy



RAL 1028


Żółty melonowy

POWIERZCHNIE LAMINOWANE



2262

Biały



2209

Jasny szary



2235

Szary



2633

Ciemny szary



8533

Ciemny zielony




2008

Jasny zielony




2054

Żółty



8514

Niebieski









1619

Tekstura klonu

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

TAPICERKA

PRZYKŁADOWE KOLORY

			
13000 Beżowy (jasny)	13001 Biały	13010 Beżowy	13103 Żółty (jasny)
			
13102 Beżowy (ciemny)	13219 Różowy	13201 Czerwony	13250 Koralowy (blady)
			
13256 Przypalony pomarańczowy	13220 Malinowy (ciemny)	13303 Czekoladowy (jasny)	13093 Fioletowy (jasny)
			
13275 Czekoladowy	13403 Khaki (jasny)	13401 Letnia zieleń	13404 Khaki
			
13410 Turkusowy	13420 Zielony (ciemny)	13405 Turkusowy (jasny)	13503 Szary (chłodny)
			
13507 Niebieski jasny	13504 Niebieski (ciepły)	13523 Kobaltowy (ciemny)	13501 Niebieski (ciemny)
			
13901 Czarny	13801 Żółty	13802 Fuksja	13803 Fioletowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.



Dystrybutor:



Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

