

ELEKTROSTYMULATORY



terapia przeciwbólowa

stymulacja mięśni

leczenie nietrzymania
mocz

biofeedback

modelowanie sylwetki

relax

stomatlogia

Producent:
MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
tel. +48 94 347 10 50-53
fax +48 94 347 10 41
meden@meden.com.pl
www.meden.com.pl





EASYTRAIN MYO

EASY TRAIN MYO to dwukanałowe, przenośne urządzenie EMG z opcją Bluetooth, kartą pamięci oraz wyświetlaczem graficznym. Posiada oprogramowanie do współpracy z programem Excel, pakietu Ms Office.

EASY TRAIN MYO jest znakomitym urządzeniem dla terapeutów rozpoczynających badanie elektromiograficzne. Łatwy i intuicyjny w obsłudze software oraz protokoły komunikacji z komputerem umożliwiają szybką analizę danych oraz ich późniejsze wykorzystanie w badaniach naukowych.

Zastosowanie:

- rehabilitacja mięśni
- hemiplegia
- nietrzymanie moczu
- problemy z rozluźnianiem mięśni
- lumbago
- problemy z koordynacją
- stymulacja mięśniowa punktów spustowych bólu
- biofeedback



EMP 4 PRO

EMP 4 PRO posiada 60 fabrycznie ustawionych programów do terapii bólu oraz stymulacji mięśni. Programy ułożono według zastosowań, co czyni aparat wygodnym w użyciu dla pacjentów i terapeutów. Większość programów można regulować w zależności od tego, które kończyny będą poddane zabiegowi. Urządzenie jest zasilane z sieci i / lub z wbudowanego akumulatora.

60 zdefiniowanych programów:

- 20 do leczenia bólu
- 17 do rehabilitacji funkcjonalnej oraz wzmacniania mięśni
- 4 do terapii naczyniowej
- 7 sportowych
- 3 do fitness
- 4 do beauty
- 5 do relaksu, rozluźniania, odprężania

Program 2+2 umożliwia stymulację mięśni i TENS przy użyciu różnych parametrów na różnych kanałach jednocześnie. Programy z przemiennymi kanałami stymulującymi mięśnie agonistyczne i antagonistyczne dostępne są zarówno, jako fabrycznie zapisane, jak i udostępnione do modyfikacji przez użytkownika. Stymulacja dynamiczna na 4 kanałach zapewnia głęboki masaż.



TENSTEM ECO BASIC

Urządzenie **TENSTEM ECO BASIC** jest idealne do terapii bólu w warunkach domowych. Jest to najpopularniejszy aparat TENS w ofercie. Szeroki wybór programów ułatwia dobór parametrów odpowiednich do zabiegu.

TENSTEM ECO BASIC posiada:

- 12 programów fabrycznych (burst, modulacja częstotliwości, stymulacja mięśni, stymulacja dynamiczna, stymulacja HAN).
- 4 programy użytkownika.

Ostatni program (P16) umożliwia stymulację prądem monofazowym. Program P16 jest odpowiedni do zabiegów jontoforezy.



TENSTEM DENTAL

Aparat do użytku w stomatologii. **TENSTEM DENTAL** posiada programy do zabiegów dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej, miopatii mięśni żuchwy i ogólnych zabiegów przeciwbólowych. Dostarcza impulsów najwyższej jakości zapewniając profesjonalną terapię przeciwbólową w stomatologii.



SPORÉCUP XTR2

XTR2 jest połączeniem aparatu TENS i EMS przeznaczonym dla lekkoatletów. Stymulator mięśni idealny dla sportu i fitnessu.

XTR2 jest połączeniem aparatu TENS i EMS przeznaczonym dla lekkoatletów. Łączy w sobie wysokiej klasy stymulację i nowoczesny, ergonomiczny wygląd.

XTR2 pracuje w oparciu o wbudowany akumulator, który zmniejsza koszty użytkowania eliminując konieczność stosowania baterii jednorazowego użytku.

Oferuje 30 programów podzielonych na następujące kategorie:

- rekonwalescencja
- relaks
- terapia przeciwbólowa
- sport
- rehabilitacja
- kapilaryzacja
- fitness
- kosmetyka



UROSTIM

Urządzenie do elektrostymulacji przy nietrzymaniu moczu i kału. Zabiegi przy użyciu **UROSTIM** poprawiają sprawność mięśni dna miednicy i zwieraczy.

UROSTIM umożliwia zapisanie własnych ustawień w 7 programach dodatkowych. Do aparatu można stosować sondy analne i waginalne, choć jest on skuteczny także z samoprzylepnymi elektrodami.

Testy i badania kliniczne potwierdzają, że elektrostymulacja przy użyciu aparatu **UROSTIM** jest skuteczną metodą terapeutyczną w leczeniu nietrzymania moczu i kału.

UROSTIM posiada 7 programów fabrycznych dla różnych pacjentów:

- nietrzymanie moczu w wyniku parcia
- nietrzymanie moczu w wyniku stresu
- nietrzymanie moczu z różnych powodów
- nietrzymanie kału
- program dla wrażliwych pacjentów
- program przeciwbólowy
- stymulacja akupunkturowa



AS SUPER 4 DIGITAL

Aparat **AS SUPER 4 DIGITAL** jest niedrogim, niewielkim, poręcznym czterokanałowym stymulatorem igłowym opartym na nowoczesnej elektronice. Tryb prądu stałego używany jest także w akupunkturze i uśmierzaniu bólu w celu zapewnienia bezbolesnej, wygodnej i przyjaznej dla pacjenta stymulacji.

Aparat **AS SUPER 4 DIGITAL** posiada 30 programów fabrycznych i 7 programów użytkownika. Urządzenie może być zasilane z sieci, poprzez baterie lub akumulatory.

ATECH-50

ATECH-50 jest czerwonym laserem stosowanym na wierzchnich warstwach skóry, wykazującym wyraźne działanie lecznicze. Z tego powodu znajduje on zastosowanie w akupunkturze uszu i ciała, dermatologii i stomatologii.

Wskazania:

- Akupunktura: uszu i ciała
- Dermatologia: ulcera cruris, blizny, egzema, trądzik, herpes labialis
- Stomatologia: afty, paradontoza, zapalenie dziąseł, leczenie skaleczeń



Elektrody nakładane

Elektrody nakładane STIMEX w połączeniu z aparatami do elektrostymulacji Schwa-Medico są idealne do zastosowań domowych. Zapewniają stymulację całej dłoni lub stopy i kostki bez konieczności przyklejania elektrod. Elektrody mogą być stosowane wielokrotnie przez tego samego pacjenta

Obszar zastosowań:

- Bóle w okolicach dłoni i stóp
- Zmniejszenie obrzęków i opuchlizny (za wyjątkiem stanów spowodowanych infekcją)
- Parestezja (np. wywołana polineuropatią)
- Ćwiczenia mięśni

Wskazania:

- Zapalenie stawów, choroby stawów, gościec
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Polineuropatia
- Bóle fantomowe
- Bóle wywołane bliznami
- Bóle pooperacyjne
- Urazy sportowe
- Zwichnięcia
- Przykurcz Dupuytren'a, zapalenie pochewki ścięgna zwięzające
- Schorzenia kanału nadgarstka



na stopy

na dłonie

Elektrody samoprzylepne i silikonowe

Wielkość użytych elektrod zależy od wielkości powierzchni dotkniętej bólem. Mniejsze elektrody zapewniają prąd o większym natężeniu. Umożliwia to zwiększoną stymulację nerwów na mniejszym obszarze, także w głębiej położonych tkankach.



Dostępne rozmiary elektrod samoprzylepnych:

- 32 mm (okrągłe) 4 szt. w komplecie
- 50 mm (okrągłe) 4 szt. w komplecie
- 50 x 50 mm 4 szt. w komplecie
- 50 x 90 mm 2 szt. w komplecie
- 50 x 130 mm 2 szt. w komplecie
- 80 x 130 mm 2 szt. w komplecie



Dostępne rozmiary elektrod silikonowych:

- 20 mm (okrągłe) 2 szt. w komplecie
- 38 x 45 mm 2 szt. w komplecie
- 48 x 48 mm 2 szt. w komplecie
- 70 x 65 mm 2 szt. w komplecie
- 100 x 100 mm 2 szt. w komplecie

Elektrody lonto

Elektroda STIMEX lonto przeznaczona jest do terapii leczenia bólu, świetnie sprawdza się w terapiach jonoforezy oraz TENS. Posiada zintegrowany zbiorniczek pełniący rolę ampułki, do którego można podawać leki. Stosunek obszaru elektrody do obszaru z podanym lekiem wynosi 1:7, dzięki czemu można korzystać z terapii TENS bez zmiany elektrody na inną. Elektroda może być używana tylko i wyłącznie ze zjonizowanymi lekami.

Dostępne w wersji: 50 x 50 mm, 4 szt. w komplecie.

