



Przeznaczenie:

Agregat przeznaczony jest do wykonywania klasycznego zabiegu masażu podwodnego za pomocą biczów z wymiennymi końcówkami. **Aquamobil** umożliwia przeprowadzanie zabiegów w dowolnych wannach i basenach terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne:

- obudowa z włókna szklanego ze specjalnymi wzmocnieniami,
- zdejmowana pokrywa serwisowa,
- 2 długie, elastyczne bicz (zabiegowy i pobierający wodę),
- zawór ciśnienia umożliwiający płynną regulację,
- wskaźnik ciśnienia wody w węży bicz wodnego,
- 3 wymienne dysze,
- mobilność zapewniona przez koła kierunkowe z hamulcami,
- elektroniczny panel sterowania,
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- czujnik temperatury wody,
- bezpiecznik chroniący przed zwarceniem,
- wbudowany automatyczny system dezynfekcji,
- wyłącznik zasilania z przodu urządzenia,
- uchwyty transportowe.

Dane techniczne:

Ciśnienie biczów [bar]:	0-4
Pobór prądu [A]:	7
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	42 x 64 x 95

