

Dostępne modele stołów serii gymna.ONE:

GYMNA.ONE T7

- siedmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony,
- podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38°C,
- sekcja zagłówka z opuszczanymi boczками (-72 do +30°),
- część środkowa (0 do +20°) i podnózek (0 do +75°) regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
- system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
- możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej,
- możliwość zablokowania funkcji stołu.

GYMNA.ONE T7 CARBON BLACK

Wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

GYMNA.ONE T7 EMS

Stół T7 z elektryczną regulacją części środkowej.

GYMNA.ONE T7 EMS CARBON BLACK

Wersja stołu T7 EMS z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

GYMNA.ONE Q8

- ośmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony,
- podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38°C,
- sekcja zagłówka z opuszczanymi boczками (-72 do +30°) regulowana za pomocą sprężyny gazowej, pozycja "siedzisko" i część środkowa (0 do 20°) regulowane elektrycznie,
- wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
- system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
- możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej,
- możliwość zablokowania funkcji stołu.

GYMNA.ONE Q8 CARBON BLACK

Wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

Ekskluzywna wersja stołów CARBON BLACK:



Poduszki gymna.ONE Carbon Black w kolorze węgla, odzwierciedlają ponadczasowość i klasyczny styl.



Zamknięta podstawa wykonana z wysokiej jakości sklejki bukowej wykończona satynowym czarnym laminatem.



Stoły GymnaUniphy | Linie stołów Advanced

Gymna – najwyższa jakość i funkcjonalność, gwarancja bezpieczeństwa, unikatowy design oraz łatwość użytkowania.

Firma GymnaUniphy to wiodący na rynku światowym belgijski wytwórca urządzeń i wyposażenia do fizykoterapii i rehabilitacji, stawiający na pierwszym miejscu jakość i niezawodność swoich produktów.

Stoły do zabiegów i badań firmy Gymna są znane profesjonalistom od 35 lat. Ich ergonomiczna budowa, profesjonalizm wykonania oraz wysoka jakość użytych materiałów gwarantują zadowolenie z użytkowania przez wiele lat.



Cechy charakterystyczne stołów firmy GymnaUniphy:

1. Specjalnie zaprojektowany otwór na twarz niepozostawiający śladów nacisku na twarzy pacjenta. W zestawie z zatyczką maskującą.
2. Boczeki zagłówek z regulacją położenia, zapewniające optymalną pozycję do relaksacji szyi, barków i ramion podczas leżenia twarzą w dół. Możliwość odjęcia boczków od leżyska przy zabiegach wymagających specyficznych ustawień.
3. Opuszczane w dół podparcia barków, mocowane na mechanizmie sprężynowym, pozwalające na zwężenie leżyska i łatwiejszy kontakt z pacjentem podczas zabiegów mobilizacji kręgosłupa, barku i odcinka szyjnego.
4. Solidne, wytrzymałe i komfortowe leżysko wykończone wysokiej jakości winylowym obiciem, z wyściełanymi krawędziami, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, dostępne w wielu kolorach.
5. Antypoślizgowe nóżki wykonane z materiału ELASTOLAN®, przeciwdziałające przesuwaniu się stołu podczas zabiegu.
6. Przemysłowa konstrukcja ramy sterującej wysokością leżyska, zamocowanej wokół podstawy stołu i obsługiwanej stopą, pozwalająca na dostęp z każdej strony leżyska, niewymagająca zastosowania siły do obsługi, zapewniająca komfortowe sterowanie stołem bez konieczności przerywania zabiegu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa rama jest dopasowana do rozmiarów podstawy stołu, nie posiada wystających elementów, została wyposażona w specjalne zabezpieczenia chroniące przed przypadkową lub samoczynną zmianą wysokości stołu.
7. Podstawa stołu w systemie GSP (Gymna Stability Profile) – innowacyjna konstrukcja ograniczająca sprężynowanie podstawy stołu, doskonale dostosowująca się do obciążenia dynamicznego generowanego podczas użytkowania (np. podczas zabiegów manualnych, gdy pacjent wchodzi na stół lub schodzi z niego). System GSP gwarantuje, że siła nacisku generowana przez fizjoterapeutę przekazywana jest do pacjenta, ograniczając straty związane z rozpraszaniem się na urządzeniu do minimum.
8. Samosmarujące się łożyska precyzyjne, niewymagające dodatkowej konserwacji.
9. Gwarancja wieloletniej bezproblemowej pracy podzespołów dzięki zastosowaniu siłowników i sprężyn gazowych wiodących producentów europejskich.
10. System unoszonych kół transportowych, zapewniający łatwe manewrowanie stołem, gdy koła są opuszczone, oraz niezbędną do pracy stabilizację, gdy koła są podniesione do góry, a stół opiera się na stopkach.



Duoplus Advanced to wysokiej jakości 2-sekcyjny stół z regulacją wysokości. Sekcja zagłówek regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej z wycięciem na twarz z zatyczką. Stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

- stół 2-sekcyjny,
- dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówek za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°),
- ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
- solidny i stabilny szkielet (GSP),
- mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	45-95
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	82

Wyposażenie opcjonalne (dla Duoplus i Duoflex):

- 121402 - Leżysko o szerokości 600 mm
- 121403 - Leżysko o szerokości 800 mm
- 121404 - Zestaw uchwytów na pasy stabilizacyjne
- 125610 - Elektryczna regulacja sekcji zagłówek



Duoflex Advanced to 4-sekcyjny stół z regulacją wysokości z dzielonym zagłówkiem. Sekcja zagłówek regulowana za pomocą sprężyny gazowej z wycięciem na twarz z zatyczką oraz opuszczanymi boczkami. Stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

- 4-sekcyjny stół z dzielonym zagłówkiem (2 regulowane, zdejmowane podłokietniki),
- dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówek za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°),
- ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
- funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na nogi terapeuty,
- solidny i stabilny szkielet (GSP),
- mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	45-95
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	84





Triplus Advanced to stabilny i funkcjonalny stół 3-sekcyjny z regulacją wysokości oraz pozycją pivota. Sekcja zagłówka i podnóżka są regulowane za pomocą sprężyn gazowych. Umożliwia przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów: w pozycji siedzącej, w pozycji leżącej, w pozycji Trendelenburga, w zgięciu lędźwiowym, trakcji manualnej i innych. Regulacja wychylenia części środkowej leżyska wspomaga przeprowadzanie zabiegów na kręgosłupie, krótki zagłówek o szerokim zakresie regulacji ułatwia zabiegi na odcinku szyjnym i piersiowym, długi podnóżek pozwala na uzyskanie funkcji fotela. Stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

- stół 3-sekcyjny z pozycją pivota (od 0° do +20°),
- dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°),
- płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej (od 0° do +75°),
- ergonomicznie rozmieszczone dźwignie sprężyn gazowych (automatyczna blokada ustawienia poszczególnych sekcji leżyska po zwolnieniu dźwigni),
- ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
- funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na nogi terapeuty,
- solidny i stabilny szkielet (GSP),
- mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	45-95
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	101



Osteoflex Advanced to stabilny i funkcjonalny stół 7-sekcyjny z regulacją wysokości oraz pozycją pivota. Sekcja zagłówka i podnóżka są regulowane za pomocą sprężyn gazowych. Posiada opuszczane boczki zagłówka oraz sekcji środkowej. Umożliwia przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów jak Triplus Advanced. Opuszczane boczki zagłówka pozwalają na komfortowe ułożenie pacjenta na brzuchu. Opuszczane boczki sekcji środkowej umożliwiają podejście bliżej terapeucie podczas wykonywanej terapii manualnej. Stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

- stół 7-sekcyjny z pozycją pivota (od 0° do +20°),
- dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°),
- płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej (od 0° do +75°),
- opuszczane boczki sekcji środkowej,
- ergonomicznie rozmieszczone dźwignie sprężyn gazowych (automatyczna blokada ustawienia poszczególnych sekcji leżyska po zwolnieniu dźwigni),
- ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
- funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na nogi terapeuty,
- solidny i stabilny szkielet (GSP),
- mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	45-95
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	110

Gymna Advanced, G2 | Stoły do masażu i rehabilitacji

gymna®



Quadroflex Advanced to 6-sekcyjny stół o szerokim wachlarzu zastosowań, pozwalający na dokładne dopasowanie ułożenia ciała pacjenta do wymagań terapii dzięki leżysku łamanemu pod barkami, biodrami i kolanami pacjenta. Elektryczna regulacja podparcia pleców i ustawień funkcji fotela sprawia, iż jest to najbardziej uniwersalny stół na rynku.

Cechy charakterystyczne:

- 6-sekcyjny ergonomiczny stół z pozycją pivota (od 0° do +20°),
- elektryczny system regulacji wysokości za pomocą ramy wokół stołu,
- zmiana pozycji i wysokości leżyska za pomocą 3 silników elektrycznych,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°), regulowane i zdejmowane boczki,
- regulacja sekcji nożnej umożliwiająca uzyskanie funkcji fotela,
- ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
- precyzja ustawienia każdej pozycji wyjściowej, szybka zmiany pozycji z leżącej do siedzącej,
- idealny dla zgięcia boczego i lędźwiowego w połączeniu z obrotem pacjenta podczas terapii manualnej,
- możliwość przeprowadzenia trakcji barkowej,
- solidny i stabilny szkielet (GSP),
- mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	202
Wysokość [cm]:	45-95
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	101



Duoplus Advanced 2-sekcyjny stół do masażu z zagłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. Stabilna konstrukcja na 4 stopkach. Szerokość leżyska 67 cm. Możliwość zamontowania uchwytu na rącznik od strony podnóżka.

Cechy charakterystyczne:

- stół 2-sekcyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota nożnego,
- możliwość podjazdu podnośnikiem pacjenta (nie dotyczy stołów z regulacją wysokości za pomocą ramy),
- dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
- leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
- płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -72° do +30°),
- duży wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	205
Wysokość [cm]:	50-100
Szerokość [cm]:	67
Maksymalne obciążenie [kg]:	200
Waga [kg]:	101

Wyposażenie opcjonalne:

- 150007 - Regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu
- 150001 - Hydrauliczna regulacja wysokości
- 150062 - System kółek unoszonych
- 150002 - Boczki zagłówka (tylko dla stołów G2 DUOPLUS i G2 TRIO)
- 150003 - Wycięcie na twarz

