

Leżanki metalowe




Leżanka metalowa LZM-1:

Leżanka **LZM-1** została zaprojektowana z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz prostego masażu. Leżanka została wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.

Cechy charakterystyczne:


- regulowany zagłówek (od 0° do 50°),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze stalowych profili czterokątnych,
- uchwyt na papier w standardzie,
- stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,
- możliwość złożenia nóg podczas transportu po wykręceniu poprzeczek.

Ustawienia i wymiary:



Dane techniczne:

Kąt regulacji zagłówka [°]:	0/+50
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	193 x 62
Wysokość całkowita [cm]:	standard 74 (opcja: 54/64)
Maksymalna szerokość papieru [cm]:	60




Leżanka metalowa LZM-3:

Leżanka metalowa stosowana do badań, zabiegów rehabilitacyjnych oraz masażu. Najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny sprawia, iż jest ona doskonałym wyborem dla szpitali publicznych oraz dużych ośrodków medycznych. Znakomicie sprawdza się również przy stosowaniu szyn CPM do stawu kolannego.

Cechy charakterystyczne:

- regulowany zagłówek (od 0° do 50°),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama,
- uchwyt na papier w opcji.

Ustawienia i wymiary:



Dane techniczne:

Kąt regulacji zagłówka [°]:	0/+50
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	193 x 61
Wysokość całkowita [cm]:	65
Maksymalna szerokość papieru [cm]:	60

