

Materace, kształtki, drabinki, parawany

Bryły rehabilitacyjne oraz piłki i wałki są nieodłącznym narzędziem w rehabilitacji dziecięcej, będąc wyposażeniem wielu przychodni rehabilitacyjnych i oddziałów szpitalnych.



Wałki rehabilitacyjne

Wałki są idealne do ćwiczeń i terapii sensomotorycznej z osobami, które mają problemy z utrzymaniem równowagi. Są także pomocne w ćwiczeniach przy skrzywieniach kręgosłupa i mózgowym porażeniu dziecięcym.

Piłki rehabilitacyjne

Ćwiczenia na piłkach zmuszają całe ciało do ciągłej pracy, w szczególności aktywizując mięśnie głębokie, które odpowiadają za prostą postawę. Profesjonalnie przeprowadzone ćwiczenia przy pomocy piłki uelastyczniają kręgosłup. Dodatkowo wymuszają utrzymywanie równowagi. Piłki rehabilitacyjne doskonale sprawdzają się również przy ćwiczeniach fitness.

Bryły rehabilitacyjne

Wykonane z pianki poliuretanowej bryły rehabilitacyjne dostępne są w wielu kształtach i rozmiarach. Pokryte łatwoczyszczalnym, atestowanym materiałem występują w szerokiej gamie kolorów.



Materace rehabilitacyjne

Znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej w placówkach służby zdrowia jak również w salach gimnastycznych do gimnastyki korekcyjnej. Wykonane są z pianki poliuretanowej pokrytej atestowanym materiałem tzw. „sztuczną skórą”, dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.



	długość [cm]	szerokość [cm]	grubość [cm]
jednoczęściowy	200	100	10
jednoczęściowy	200	120	10
jednoczęściowy	200	100	5
jednoczęściowy	200	120	5
trzyczęściowy	180	90	5

Drabinki rehabilitacyjne

Przeznaczone są do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Wykonane są z naturalnego drewna polakierowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym. Połączenia drewniane klejone są za pomocą wodoodpornego kleju. Konstrukcja drabinek umożliwia montaż w halach sportowych, klubach fitness i pomieszczeniach rehabilitacji. Drabinka pojedyncza – wysokość 250 cm i 90 cm szerokości.

Parawany

Jednoskrzydłowy parawan **PDG-3** oraz trójskrzydłowy parawan **PDG-1** to niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego, zabiegowego, kosmetycznego lub oddziału szpitalnego. Zastosowanie stalowego stelaża gwarantuje stabilność nie tracąc na lekkości. Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu MEDICAL umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości.

