



Urządzenie do masażu wirowego **WKD** to niezastąpione urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego.



Długość: **117 cm**



Wysokość: **81 cm**



Szerokość: **62 cm**



Waga: **55 kg**



Pojemność: **160 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - min. 120 l,
- efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznicowa,
- stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	ok. 120
Pojemność do przelewu [l]:	160
Liczba dysz:	6
Czas napełniania/opróżniania [min]:	3/2
Pobór prądu [A]:	5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 62 x 81
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	60
Waga [kg]:	maks. 55

