

## Urządzenia i aparaty:



### 110100 Redcord Stimula

Urządzenie do kontrolowanej wibracji w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, mocowane do linek aparatu Redcord.



### 110010 Redcord Trainer

Wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń, mocowany do sufitu, konstrukcji sufitowej lub konstrukcji przyściennej.



### 110020 Redcord Mini


Przenośny, wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń, mocowany do sufitu, drzwi lub innego stabilnego elementu poprzecznego (gałąź drzewa, poręcz, poprzeczka bramki, inne).



### 110030 Redcord Axis


Wielofunkcyjny aparat umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń z rotacją, mocowany do aparatu Redcord Trainer.

## Konstrukcje sufitowe i przyścienne:



### 14027

Konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami, rozmiar 180 cm x 77 cm, max. obciążenie 150 kg.



### 120201

Dodatkowy trawers do konstrukcji sufitowej.



### 120091

Konstrukcja przyścienna dla pojedynczego aparatu na jednej nodze podporowej, wysokość 235 cm, szerokość pomiędzy ścianą a podporą 190 cm. Możliwość złożenia konstrukcji, gdy nie jest użytkowana.

## Nóżki do konstrukcji sufitowych i stelaże do montażu pojedynczych aparatów:



### 120220-30 do 120220-120

Dodatkowe nóżki do mocowania stelażu o dł. od 30 do 120 cm.



### 120540

Stelaż do pojedynczych aparatów o regulacji wys. w zakresie 26-87 cm, dla sufitów o wysokości 266-327 cm.



### 120541

Dodatkowe nóżki do stelaża 120540, łączna regulacja wysokości w zakresie 88-187 cm, dla sufitów o wysokości 328-427 cm.

Uwaga: maksymalne obciążenie dla produktów 120540 + 120541 to 250 kg.

## Podwieszki:



### 111002

Podwieszka wąska zakończona metalowym kółkiem, rozmiar 94,5 cm x 10 cm x 4,5 mm, max. obciążenie 100 kg.



### 111001

Podwieszka szeroka zakończona metalowym kółkiem, strona wewnętrzna pokryta warstwą antypoślizgową, rozmiar 85 cm x 23,5 cm x 5 mm, max. obciążenie 100 kg.



### 111003

Podwieszka dzielona zakończona metalowym kółkiem, rozmiar 73 cm x 10 cm x 3 mm, max. obciążenie 100 kg.

Uwaga: pranie mechaniczne w temperaturze do 60°C, dla podwieszki szerokiej do 40°C

## Linki zwykłe i elastyczne:



### 112020

Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 60 cm, kolor czerwony, max. obciążenie 150 kg.



### 112001

Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 30cm, kolor czerwony, max. obciążenie 150 kg.



### 113002

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 30 cm, kolor czarny, max. obciążenie 10 kg.



### 113001

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 30cm, kolor czerwony, max. obciążenie 20 kg.

## Linki zwykłe i elastyczne:



### 113101

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 60 cm, kolor czarny, max. obciążenie 10 kg.



### 113100

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 60 cm, kolor czerwony, max. obciążenie 20 kg.



### 112100

Linka czerwona z zaczepem 5 m, max. obciążenie 150 kg.

## Właściwości linek elastycznych:


Elastyczność [%]:	33	50	100	150
Opór dla 12240 i 12241 [kg]:	4,0	4,7	6,7	8,6
Opór dla 12260 i 12261 [kg]:	8,0	9,2	13,0	18,0

## Akcesoria:



### 130010

Poduszka sensomotoryczna Redcord Balance o śr. 33 cm, wys. 77 mm.



### 130200

Wałek REDCORD ROLL o wymiarach 50 x 15 cm (twardy).



### 140060

Wieszak na akcesoria Wall Caddy



### 111200

Komplet 2 szt. uchwytów zwykłych z zaczepem, pranie mechaniczne w temperaturze do 60°C.



### 111400

Komplet 2 szt. uchwytów Power Grip, maksymalne obciążenie 100 kg, pranie mechaniczne w temperaturze do 60°C.



### 111600

Zestaw Door Fix pozwalający na zawieszenie aparatów w wersji Mini na drzwiach.

## Skład zestawów Redcord Medical:

Nr ref.	Nazwa	100003	100002	100103	100102	100203	100202	101030	101031	101032
<b>120203</b>	Konstrukcja sufitowa z 3 trawersami	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14027</b>	Konstrukcja sufitowa z 2 trawersami	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 3 trawersami	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 2 trawersami	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 3 trawersami	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 2 trawersami	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>110010</b>	Redcord Trainer	3	2	3	2	3	2	1	1	1
<b>110030</b>	Redcord Axis	1	1	1	1	1	1	1	-	-
<b>111200</b>	Kpl. uchwytów zwykłych	4	3	4	3	4	3	2	2	1
<b>111400</b>	Kpl. uchwytów Power Grip	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>111002</b>	Podwieszka wąska	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>111001</b>	Podwieszka szeroka	2	2	2	2	2	2	1	1	1
<b>12037</b>	Podwieszka dzielona	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>112020</b>	Linka zwykła 60 cm, czerwona	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>112001</b>	Linka zwykła 30 cm, czerwona	2	2	2	2	2	2	-	-	-
<b>113002</b>	Linka elastyczna 30 cm, czarna	2	2	2	2	2	2	-	-	-
<b>113001</b>	Linka elastyczna 30 cm, czerwona	2	2	2	2	2	2	-	-	-
<b>113101</b>	Linka elastyczna 60 cm, czarna	2	2	2	2	2	2	2	2	-
<b>113100</b>	Linka elastyczna 60 cm, czerwona	2	2	2	2	2	2	2	2	-
<b>130010</b>	Poduszka sensomotoryczna	2	2	2	2	2	2	2	2	1
<b>130200</b>	Walek Redcord Roll	1	1	1	1	1	1	-	-	-
	Zwalniacz linki, sufitowy zestaw montażowy	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 x klipsy do linek, wieszak na akcesoria	1	1	1	1	1	1	-	-	-

## Skład zestawów Redcord Active:

Nr ref.	Nazwa	101060	101061	101062	101100	101090	102030	101080	102040	102050	110020
<b>120001</b>	Konstrukcja przyścienna Wall Stand	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>110010</b>	Redcord Trainer	1	1	1	2	3	-	1	-	-	-
<b>110030</b>	Redcord Axis	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
<b>110020</b>	Redcord Mini	-	-	-	-	-	8	-	1	1	1
<b>111200</b>	Kpl. uchwytów zwykłych	2	2	1	-	6	8	1	1	1	1
<b>111400</b>	Kpl. uchwytów Power Grip	1	1	1	1	3	8	1	1	1	-
<b>111002</b>	Podwieszka wąska	2	2	2	2	6	16	2	2	-	-
<b>111001</b>	Podwieszka szeroka	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-
<b>113101</b>	Linka elastyczna 60 cm, czarna	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>113100</b>	Linka elastyczna 60 cm, czerwona	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-
<b>130010</b>	Poduszka sensomotoryczna	2	2	1	2	6	8	2	-	-	-
<b>130101</b>	Mata Redcord	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
<b>111600</b>	Redcord Doorfix (para)	-	-	-	-	-	8	-	1	1	-
	Zwalniacz linki, sufitowy zestaw montażowy	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	Zestaw montażowy do aparatu Mini, torba	-	-	-	-	-	8	-	1	1	1

