

WaveMotion

Nowoczesny stół do technik manualnych
w przestrzeni trójwymiarowej

WaveMOTION®
ClapTzu



Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.



Unikalna terapia **WaveMOTION** zapewnia pacjentom uczucie odciążenia oraz umożliwia pracę manualną w przestrzeni trójwymiarowej. **WaveMOTION** to zaawansowana metoda manualna, która pozytywnie oddziałuje na:

- sprawność mięśniową oraz wzorzec oddechowy,
- układ limfatyczny i krwionośny,
- propriocepcję,
- funkcje równowagi,
- wrażliwość na ból,
- stawy i kręgosłup,
- nastrój i uczucie relaksu.

Cieżko wyobrazić sobie inny zabieg, który prowadziłby do tak głębokiej relaksacji dającej uczucie podobne do hydroterapii. **Terapia WaveMOTION** narodziła się po latach pracy z terapeutami manualnymi i osteopatami oraz przy zastosowaniu najnowszych technologii. Błat stołu może być obracany o 360 stopni oraz pochylany w obu osiach.

Matthias Kühl, praktyk od 20 lat oraz dyrektor firmy ClapTzu, opracował tą specjalistyczną metodę przy współudziale wielu innych terapeutów oraz inspirując się osteopatią, techniką harmoniczną Prof. Eyal Lederman'a oraz różnymi technikami oddziaływania na stawy i punkty spustowe. Efekt jest zaskakujący – dzięki delikatnym, rytmicznym ruchom w krótkim czasie wprowadzamy pacjenta w stan głębokiej relaksacji dzięki czemu łatwiej osiągnąć jest efekt terapeutyczny. Stoły **WaveMOTION** są przez wielu terapeutów wykorzystywane również do pracy innymi metodami.

Dane techniczne:

	S1	S2	S4
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	202 x 75	202 x 75	202 x 75
Ilość sekcji:	1	2	4
Opuszczane boczki zagłówka:	-	nie	tak
Regulacja zagłówka:	-	tak	tak
Regulacja wysokości:	tak	tak	tak
Masa maksymalna [kg]:	145	145	145
Maksymalne obciążenie [kg]:	150	150	150
Zasilanie [V/Hz]:	230/50	230/50	230/50



Zastosowanie w:

- rehabilitacji,
- mobilizacjach,
- osteopatii,
- schorzeniach na tle stresowym (nerwobóle, neuralgia),
- problemach neurologicznych (w tym przy spastyczności),
- bólach niespecyficznych.

Dostępne modele:

- **S1:** 1-sekcyjny,
- **S2:** 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
- **S4:** 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami.

Opcje dodatkowe:

- tapicerka odporna na olejki (inna kolorystyka),
- podgrzewane leżysko.

„Matthias Kühl wyznaczył nowy trend w projektowaniu stołów do rehabilitacji, prezentując opinii publicznej model WaveMOTION. Praca z tym stołem pozwala na zastosowanie wielu technik osteopatycznych praktycznie bez wysiłku ze strony terapeuty, z zachowaniem wysokiej skuteczności zabiegu!”

Thorsten Liem
Niemiecka Akademia Medycyny Osteopatycznej

