

Terapeuta B-S1, B-S2

1- i 2-sekcyjny stół do terapii metodami Bobath i Vojty



Długość: **200 cm**



Wysokość: **50-99 cm**



Szerokość: **120 cm**



Waga: **126/145 kg**



Obciążenie: **200 kg**

Cechy charakterystyczne:

- 1- lub 2-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty,
- szerokie leżysko,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu,
- **Personal Authorization System** – system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu,
- **Hallotronic®** - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- możliwość podjechania podnośnikiem pod stół,
- możliwość wyboru szerszego leżyska 140 cm (opcja),
- dla stołów Terapeuta B-S2: 2-sekcyjny stół z zagłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej.

Dostępne modele:

- B-S1.F0:** 1-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty z systemem jezdycznym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
- B-S1.F4:** 1-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
- B-S2.F0:** 2-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty, składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
- B-S2.F4:** 2-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Ustawienia i wymiary:

