



Mobile Stim to prosty w obsłudze, nowoczesny i wszechstronny aparat do elektroterapii, przeznaczony do pracy w systemie przenośnym lub stacjonarnym.

Cechy charakterystyczne:

- 2 w pełni niezależne kanały zabiegowe,
- duży, czarno-biały wyświetlacz LCD,
- prosta, intuicyjna obsługa,
- 14 typów najczęściej używanych przebiegów prądowych,
- 15 programów własnych użytkownika,
- prosta regulacja czasu i natężenia prądów,
- przycisk umożliwiający szybki dostęp do zasobów klinicznych,
- możliwość zasilania baterijnego,
- możliwość montażu na ścianie i przenoszenia w specjalnie dopasowanej torbie transportowej,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów.

Dostępne prądy:

- prąd interferencyjny wg Nemec'a (4-polowy),
- prąd interferencyjny (2-polowy),
- TENS symetryczny 2-fazowy i asymetryczny 2-fazowy,
- prąd wysokonapięciowy impulsowy (HVPC),
- VMS™,
- prądy diadynamiczne wg Bernarda,
- rosyjska stymulacja (prądy Kotz'a),
- mikroprądy,
- prąd 1-fazowy - prostokątny impulsowy i trójkątny impulsowy,
- prąd galwaniczny ciągły i przerywany,
- prądy Träberta (Ultrareiz).

Akcesoria standardowe:

- przewód zasilający,
- przewód pacjenta (2 szt.),
- elektrody 6 x 8 cm (4 szt.),
- torebka wiskozowa 6 x 8 cm (4 szt.),
- opaska mocująca (2 szt.),
- elektrody samoprzylepne (4 szt.).



Multitronic MT-3 to podstawowy aparat do elektroterapii umożliwiający wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu oraz szerokie zakresy ich regulacji. Świetnie nadaje się do współpracy z urządzeniem do masażu podciśnieniowego **Invacmed**.

Cechy charakterystyczne:

- unikalny design z możliwością doboru kolorystyki przez klienta,
- wyjątkowo funkcjonalne złącza typu Lemo,
- gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji),
- indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta,
- ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych,
- pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji),
- niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale,
- przyjazny program elektrodiagnostyki,
- automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych,
- funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji,
- duży ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów,
- wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym,
- liczniki czasu i liczby zabiegów.

Dane techniczne:

Częstotliwość interferencyjna [Hz]:	21-200
Natężenie prądu interferencyjnego RMS [mA]:	0-60
Natężenie prądu galwanicznego [mA]:	0-50
Natężenie prądu diadynamicznego:	
- prąd średni dla DF 0-30 [mA]:	30
- prąd średni dla MF 0-15 [mA]:	15
Częstotliwość TENS, HV [Hz]:	1-200
Czas impulsu TENS, HV [μs]:	50-250
Amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego [mA]:	0-100
Szerokość impulsu modulowanego [ms]:	5-990
Czas przerwy [ms]:	100-4000
Czas opóźnienia [ms]:	5-150
Amplituda prądów impulsowych i tonolizy [mA]:	0-100
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Waga aparatu [kg]:	3

