



Solar 175 to podnośnik jezdny z elektryczną regulacją wysokości i rozstawu ramion jezdnych, udźwóg do 175 kg, 2-punktowe podwieszenie, kolor srebrny (bez podwieszki).

Cechy charakterystyczne:

- łatwy w manewrowaniu,
- zakres pracy podnośnika pozwala na podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi oraz na wspomaganie chodzenia,
- atrakcyjny design gwarantujący idealne rozwiązanie dla domów opieki, ośrodków, szpitali oraz dla opieki domowej,
- lekko wygięte nogi podstawy jezdnej umożliwiają lepszy dostęp do szerokich krzeseł, foteli czy wózków inwalidzkich,
- wyświetlacz LCD, pokazujący aktualnie wykonywane czynności oraz inne informacje związane z serwisem i bieżącą eksploatacją podnośnika,
- rejestracja i wyświetlanie ilości wykonanych podniesień,
- system informujący o terminie najbliższego serwisu,
- elektryczna regulacja rozstawu nóg w standardzie,
- wybór prędkości opuszczania i podnoszenia,
- awaryjne opuszczanie i wyłączenie,
- wąska podstawa jezdna umożliwiająca łatwiejszy przejazd,
- możliwość przechylania oraz obracania wieszaka o 360°.

Dane techniczne:

Szerokość podstawy [cm]:	<70
Sposób podnoszenia/opuszczania:	elektryczny
Zakres podnoszenia [cm]:	44-178
Maksymalne obciążenie [kg]:	175
Waga [kg]:	50

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

- podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez w rozmiarze S do XL,
- podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez w rozmiarze S do XL,



Atlas 250 wysokiej klasy jezdny podnośnik bariatryczny o udźwigu do 250 kg. Zbudowany z niezawodnych komponentów, które gwarantują stabilną pracę przez długie lata.

Elektryczna regulacja umożliwia łatwe przemieszczanie i podnoszenie z pozycji siedzącej do leżącej i na odwrót. Zapewnia pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Cechy charakterystyczne:

- możliwość montowania wieszaków 3 i 4 punktowych,
- sterowanie elektryczne za pomocą pilota,
- lekko wygięte ramię dla zwiększenia wysokości podnoszenia,
- rozsuwana elektrycznie podstawa w kształcie litery V, poprawiająca znacząco stabilność podnośnika,
- lekko toczące się koła,
- 2 hamulce na kołach,
- 2 niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i słowniku,
- zintegrowany panel sterowania,
- system automatycznego wyłączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego udźwigu,
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Dane techniczne:

Szerokość podstawy [cm]:	65-123
Wysokość podstawy [cm]:	13
Długość ramion jezdnych [cm]:	111,5
Zakres podnoszenia [cm]:	19-181
Maksymalne obciążenie [kg]:	250
Waga [kg]:	52

