



Cechy charakterystyczne:

Duża wydajność i szybszy czas chłodzenia oznaczają, że pacjent nigdy nie będzie musiał czekać na okłady ColPac. Urządzenie chłodzące ColPac pozwala utrzymać efektywne tempo pracy przez cały dzień. Nie jest wymagane podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej. ColPac należy jedynie podłączyć do standardowego gniazdka elektrycznego.

Wszystkie urządzenia chłodzące ColPac zawierają:

- izolację z piany zamknięto komórkowej zapewniającej wydajność,
- konstrukcję ze stali nierdzewnej gwarantującej trwałość,
- wytrzymały kompresor dla wydajniejszego chłodzenia,
- specjalnie zaprojektowane wnętrza gwarantujące szybsze chłodzenie okładów chłodzących ColPac,
- 8 cm, gumowe, obrotowe kółeczka zapewniające mobilność urządzenia,
- zawór spustowy dla łatwiejszego czyszczenia i odmrażania.

Okłady ColPac

Okład żelowy pokryty niebieską folią winylową. Stosowany do schładzania tkanki przy dolegliwościach bólowych, obrzękach oraz gorączce. Zapewnia do 30 minut terapii. Nie zawiera latexu.

Dane techniczne:

Klasa ochronności:	B
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	84 x 69 x 39
Waga [kg]:	74



Dostępne rozmiary:

1. okład, rozmiar: 28 cm x 53 cm,
2. okład na kark, rozmiar: 58 cm,
3. okład, rozmiar: 28 cm x 36 cm,
4. okład, rozmiar: 8 cm x 28 cm,
5. okład, rozmiar: 19 cm x 28 cm,
6. okład, rozmiar: 14 cm x 19 cm,
7. okład na oczy.