



Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC1:

- wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
- 2 dysze - pistolety – do masażu strumieniem wody pod dużym ciśnieniem,
- regulacja rozproszenia strumienia wody niezależna dla obu dysz,
- możliwość pracy na obu dyszach jednocześnie,
- dysze obracane w zakresie pola zabiegowego,
- dysze ze spustem uruchamiającym masaż wodny (z możliwością blokady – masaż ciągły) z podporą na przedramię,
- 2 baterie termostatyczne do regulacji temperatury niezależnie dla obu dysz,
- 2 manometry wskazujące ciśnienie niezależnie dla obu dysz,
- 2 termometry wskazujące temperaturę niezależnie dla obu dysz,
- 2 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) lub odcinające dopływ wody niezależnie dla obu dysz,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia.

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC2:

- wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
- 3 dysze - węże – do masażu strumieniem wody pod ciśnieniem (wąż do polewań, wąż dający rozproszony strumień wody oraz wąż dający skupiony strumień wody),
- dźwignia szybkiej zmiany temperatury wody, umożliwiającą przełączanie między ciepłą a zimną wodą z termostatów,
- 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
- manometr wskazujący ciśnienie,
- termometr,
- 3 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) i odcinające dopływ wody niezależnie dla węży,
- zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia.



Przeznaczenie:

Natryski biczowe **Orkan** przeznaczone do zabiegów leczniczych wykorzystujących mechaniczne i termiczne właściwości wody. Dzięki bodźcom wywołanym przez strumień wody oraz szybką zmianę temperatury, terapia charakteryzuje się różnym wpływem na organizm pacjenta, m.in. pobudzeniem lub uspokojeniem, hartowaniem, zwiększeniem albo obniżeniem ciśnienia krwi.

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC2E:

- wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
- 3 dysze - węże – do masażu strumieniem wody pod ciśnieniem (wąż do polewań, wąż dający rozproszony strumień wody oraz wąż zapewniający skupiony strumień wody),
- dźwignia szybkiej zmiany temperatury wody, umożliwiającą przełączanie między ciepłą a zimną wodą z termostatu,
- 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
- manometr wskazujący ciśnienie,
- termometr,
- 3 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) i odcinające dopływ wody niezależnie dla węży,
- zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- pompa stabilizująca ciśnienie – stosowane w przypadku spadku ciśnienia w sieci, włącznik/wyłącznik zasilania pompy.

Dane techniczne:

Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]:	4-6
Temperatura wody ciepłej (maks.) [°C]:	60
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary NBC1 (wys. x szer. x gł.) [cm]:	111 x 64 x 54
Wymiary NBC2 (wys. x szer. x gł.) [cm]:	99 x 69 x 58
Wymiary NBC2E (wys. x szer. x gł.) [cm]:	97 x 72 x 59
Pobór prądu NBC2E [A]:	4