



Hydrocollator jest wiodącym rozwiązaniem na rynku urządzeń grzewczych. Urządzenie firmy Chattanooga służy do podgrzewania okładów ciepłych w kąpeli wodnej. Dzięki termostatowi temperatura wody wewnątrz urządzenia utrzymywana jest na stałym poziomie - podgrzewając okłady do temperatury ok. 70 °C. Z myślą o ułatwieniu codziennej pracy terapeuty **Hydrocollator** został wyposażony w specjalny stelaż do zawieszania okładów HotPacs.

Zastosowanie ciepłolecznictwa:


- choroby związane z narządami ruchu, m.in.: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, stłuczenia, stany pourazowe i pooperacyjne, które stanowią wskazania do zastosowania ciepła,
- choroby skórne (trądzik, czyraczność),
- choroby układu oddechowego (zapalenie ucha środkowego, przewlekłe nieżyt oskrzeli, gardła i zatok),
- choroby układu nerwowego (rwa kulszowa, przykurcze mięśniowo-stawowe, nerwobóle, porażenie nerwu twarzewego),
- choroby związane ze spowolnieniem przemiany materii,
- choroby układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego),
- choroby układu pokarmowego (stany kurczowe jelita grubego, nieżyt żołądka, przewlekłe zapalenie jelit).

Cechy charakterystyczne:

- izolacja wykonana z włókna szklanego zapobiega utracie ciepła,
- niezawodna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- łatwe do napełnienia wodą (nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- stała temperatura okładów HotPacs,
- urządzenia w wersji mobilnej są wyposażone w gumowe, obrotowe kółeczka o szerokości 8 cm zapobiegające tarciom podczas ruchu.

Dane techniczne:

	M-2	M-4	SS-2	E-2	E-1
Mobilny/Stacjonarny	mobilny	mobilny	mobilny	stacjonarny	stacjonarny
Pojemność [l]:	69	136	49	43	15
Temperatura [°C]:	82-85	82-85	82-85	82-85	82-85
Dokładność [%]:	10	10	10	10	10
Czas nagrzewania (do 70°C) [godz.]:	8	8	4	4	2
Czas chłodzenia urządzenia [godz.]:	3	4	4	2	1
Instalacja z włókna szklanego:	tak	tak	tak	nie	nie
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	84 x 67 x 40	84 x 89 x 51	84 x 53 x 41	51 x 38 x 33	41 x 33 x 20
Waga [kg]:	39	60	30	14	7



Dostępne rozmiary:

1. Okład, rozmiar: 23 cm x 39 cm.
2. Okład, rozmiar: 25 cm x 61 cm.
3. Okład, rozmiar: 38 cm x 61 cm.
4. Okład na kark, rozmiar: 61 cm.
5. Okład, rozmiar: 13 cm x 30 cm.
6. Okład, rozmiar: 25 cm x 30 cm.
7. Okład na kolano/ramiona, roz.: 25 cm x 50 cm.

