



Fleximatic G5 aparat do mechanicznego masażu ciała za pomocą wibracji, wyposażony w aplikatory do relaksacji i drenażu, głębokiego masażu mięśni, masażu delikatnego oraz do pracy nad punktami spustowymi, na mobilnej podstawie z półką na akcesoria.



Zastosowanie (w 3 obszarach terapeutycznych):

Fizjologia

- działanie na powierzchni skóry oraz w tkankach miękkich leżących poniżej,
- zwiększenie metabolizmu komórkowego oraz natlenienie tkanek,
- zwiększenie przepuszczalności komórkowej - lepsza penetracja aktywnych składników,
- stymulacja komórkowa i regeneracja tkankowa,
- działanie przeciwbólowe,
- mobilizacja tkanek podskórnych poprzez stymulację i masaż,
- efekt relaksacyjny,
- redukcja cellulitu,
- ujędrnienie i wygładzenie skóry.

System naczyniowy i limfatyczny

- stymulacja krążenia krwi i przepływu limfy,
- stymulacja podnosząca napięcie naczyń tętniczych.

Mięśnie

- regulacja prawidłowości ukrwienia,
- stymulacja oraz masaż mięśni - utrzymanie właściwego napięcia mięśniowego, zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego, regeneracja mięśni, usuwanie toksyn,
- działanie naczynioruchowe, powierzchniowy i głęboki masaż mięśni.

Dane techniczne:

Częstotliwość [Hz]:	150
Pobór mocy [W]:	0-60
Zasilanie [V/Hz]:	230/50

Akcesoria standardowe:

- AP 212 - aplikator do delikatnego masażu,
- AP 216 - aplikator do głębokiego masażu - 4 gumowe kule,
- AP 227 - aplikator do pracy nad punktami spustowymi - stożek,
- AP 230 - aplikator do relaksacji i drenażu - profilowana gąbka.

Wskazania:

- fizjoterapia,
- medycyna sportowa,
- chiropraktyka,
- osteopatia,
- odnowa biologiczna.

Cechy charakterystyczne:

- prosta obsługa, duży wybór aplikatorów,
- trójdzielnia tacka na aplikatory,
- zintegrowana rękojeść zabiegowa,
- podstawa jezdna na kółkach.



Sprawdź również urządzenie do suchego masażu wodnego - **Ekopompa** na str. 24