



Myo 200 to 2-kanalowy, przenośny aparat do elektroterapii, EMG oraz feedback'u ciśnieniowego. Urządzenie jest bardzo często wykorzystywane przy leczeniu nietrzymania moczu.

Cechy charakterystyczne:

EMGFeedback

- 2 kanały EMG feedback,
- niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B,
- funkcja skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru,
- sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej,
- tryb funkcji stymulacji i relaksacji.

Feedback ciśnieniowy

- 1 kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg.

Elektroterapia

- 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania mięśni, zwalczania bólu (m.in.: TENS, bramka kontrolna, HAN Stim), 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej interferencji, jonoforezy, diagnostyki,
- 85 wskazań, 21 programów zabiegowych (programy sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów diagnostycznych,
- 103 cele terapii: w tym cele do rehabilitacji mięśni dna miednicy,
- możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych,
- opcja: połączenie z aparatem do terapii podciśnieniowej Vaco 200.

Aparat można podłączyć do PC za pomocą gniazda USB (oprogramowanie dostarczane z aparatem).

Dane techniczne:

Pobór mocy [W]:	85
Zasilanie [V/Hz]:	100-240/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	10 x 26,6 x 27,5
Waga [kg]:	ok. 3,65

Urządzenie **CefarPeristim Pro** posiada 9 programów do leczenia nietrzymania moczu, bólu związanego z zaburzeniami takimi jak zapalenia pęcherza oraz do stymulacji nerwów krzyżowych lub stymulacji punktów akupunkturowych. Łatwe i proste w obsłudze urządzenie wykorzystujące symetryczny, dwufazowy impuls. Stosowane również w zaburzeniach defekacji i stymulacji przeciwbólowej.

Cechy charakterystyczne:

- stymulacja przy wykorzystaniu sond waginalnych, analnych lub elektrod powierzchniowych,
- programowalność: urządzenie pozwala na dodanie 3 spersonalizowanych programów,
- podświetlenie ekranu: urządzenie Cefar Peristim Pro posiada duży wyświetlacz, który jest podświetlany, polepszając tym samym czytelność w pomieszczeniach słabo oświetlonych,
- inne zalety: funkcja pauzy, blokada programu, blokada kluczem, autodiagnoza,
- wyposażony w plastikowy klips oraz w smycz pozwala pacjentowi na zawieszenie aparatu wokół szyi lub przy pasie, uwalniając jego dłonie podczas stymulacji,
- 2 lata gwarancji.

Dane techniczne:

Pobór mocy [W]:	85
Zasilanie [V]:	2 x 1,5 V AA baterie jednorazowe 2 x 1,2 V baterie AA wielokrotnego ładowania
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	12 x 5 x 3
Waga [g]:	180
Natężenie [mA]:	0-99,5
Częstotliwość [Hz]:	max. 120
Dostępna stymulacja:	ciągła, przerywana



Sprawdź dostępne akcesoria i sondy dla urządzenia **Cefar Peristim Pro** na str. 119

