



Seca 799 to elektroniczna waga kolumnowa z funkcją pomiaru BMI. Uniwersalna, niewymagająca częstej konserwacji i niezależna od miejsca użytkowania, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym. Jest idealna do codziennego użytku w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dzięki rolkom transportowym waga ta jest mobilna. SECA 799 wyposażona jest w kilka funkcji inteligentnych. Na przykład, funkcja BMI pozwala na wiarygodną ocenę stanu odżywienia pacjenta. Wagę można wyposażyć we wzrostomierz SECA 220, aby dokonywać jednoczesnego pomiaru wagi i wzrostu, oszczędzając tym samym czas.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	200
Podziałka:	100 g < 150 kg > 200 g
Funkcje:	TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie
Opcjonalnie:	wzrostomierz SECA 220 i SECA 224, zasilacz SECA 447

Seca 834 to elektroniczna waga niemowlęca ze zdejmowaną, wygodną szalką pomiarową. W mgnieniu oka można ją jednak przekształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne ważenie niemowlęcia. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą wagi jest funkcja Breast Milk Intake, która umożliwia określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Waga ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa do transportu. Intuicyjne przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w obsłudze.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	20
Podziałka:	10 g < 10 kg > 20 g
Funkcje:	Hold / BMIF / Automatyczne wyłączanie / TARA
Zasilanie:	baterie akumulatorki



Seca 799

Seca 834



Sprawdź pełną ofertę wag medycznych na
www.meden.com.pl/oferta