



DZIAŁANIE

Energia WINBACK działa przeciwbólowo i przeciwzapalne, zwiększa efektywność drenażu, przyspiesza wchłanianie wysięków i krwiaków, pomaga odzyskać stawom ruchomość, usprawnia procesy regeneracyjne oraz przyczynia się do szybszego powrotu do sprawności.

WSKAZANIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

Skręcenia, naderwania mięśni, złamania, terapia przed i pooperacyjna (np. rekonstrukcje więzadłowe, zespolenia wewnętrzne złamań). W ostrych stanach pourazowych celem jest łagodzenie bólu, stanów zapalnych oraz działanie przeciwoobrzękowe. Od 1 do 3 dnia po urazie wykorzystuje się jedynie działanie nietermiczne. W stanach przewlekłych główne zadania to uelastycznienie i zmiękczenie zwłóknień oraz poprawa zakresu ruchu.

WSKAZANIA Z ZAKRESU REUMATOLOGII

Ostre i przewlekłe tendinopatie, bóle nadkłykci, bóle karku, ostre i przewlekłe dolegliwości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zapalenia torebek stawowych, sztywność stawów. Zmiany zwyrodnieniowe: działanie przeciwbólowe, głęboki drenaż obrzęków, poprawa zakresu ruchomości.

BADANIA KLINICZNE WYKAZAŁY:

- zmniejszenie bólu już od pierwszego zabiegu,
- przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich,
- poprawę stanu w schorzeniach ostrych i przewlekłych (przy różnych protokołach terapeutycznych),
- bezpieczeństwo stosowania.

PRZECIWWSKAZANIA

Stan po transplantacji narządów, wszczepiony stymulator serca / kardiowerter / neurostymulator, pompa insulinowa, ciąża, zaburzenia krzepnięcia krwi, niewrażliwość na zmiany temperatury, oparzenia, infekcje, nowotwory, przeprowadzanie zabiegu w okolicy chrząstki wzrostowej, znaczne nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, niewrażliwość na ból, zakrzepica.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Będzie nam niezmiernie miło udzielić odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości.



Wyłączny dystrybutor:

Meden-Inmed sp. z o. o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel. +48 608 685 649, +48 94 347 10 51
bpaprotny@meden.com.pl, www.meden.com.pl

Zabieg można wykonać w:



WINBACK
PHYSIO

Terapia **TECAR**



Energia WINBACK wykorzystuje fale radiowe wysokiej częstotliwości pracujące w zakresie 300kHz-1MHz. Dzięki możliwości połączenia tego bodźca fizykalnego z różnymi technikami terapii manualnej, WINBACK stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie pracy w praktyce fizjoterapeutycznej.

PRZYSPIESZENIE GOJENIA

Energia WINBACK wymusza przepływ jonów o bardzo szybkich oscylacjach w środowisku komórkowym. Te oscylacje sprawiają, że błona komórkowa staje się przepuszczalna, co z kolei stymuluje wymianę wewnątrz i zewnątrz komórkową oraz szybsze gojenie tkanki.

ZMNIEJSZENIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH

Wpływając na zakończenia nerwowe energia WINBACK hamuje przekazywanie informacji związanych z bólem na ponad 48 godzin. Przewodzenie bodźców bólowych zostaje przerwane, a pacjent odczuwa natychmiastową ulgę.

PRZYSPIESZENIE KRAŻENIA

Jeśli energia WINBACK zostanie zwiększona, naturalna oporność tkanek biologicznych przekształca energię w ciepło (diatermia), które wykorzystuje układ krwionośny i limfatyczny do termoregulacji docelowej części ciała. Zwiększenie zlokalizowanego ciepła poprawia unaczynienie słabo nawadnianych obszarów (zwłóknienia, przykurcze) uwalniając w ten sposób ruch.

CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA

Zazwyczaj wykonuje się od 1 do 3 zabiegów tygodniowo. Częstotliwość jest dobierana przez terapeuta w zależności od potrzeb pacjenta. Jeśli istnieje taka konieczność, zabiegi można wykonywać codziennie, a nawet kilka razy dziennie.

Stany ostre: można zastosować 4 zabiegową terapię uderzeniową. Zabieg trwa od 10 do 15 minut i może być połączony z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi. Terapeuta powinien być zaznajomiony z odpowiednimi protokołami postępowania. Przebieg terapii jest zależny od stanu pacjenta i rodzaju schorzenia.

Schorzenia przewlekłe: od 8 do 10 zabiegów, wykonywanych 2-3 razy w tygodniu pozwala uzyskać trwałą reorganizację tkanek. Zabieg trwa od 15 do 20 minut, w zależności od lokalizacji i rodzaju patologii. Może towarzyszyć innym procedurom fizjoterapeutycznym.



TERAPIA 3-ETAPOWA (10-20 MINUT)

1

Eliminacja dolegliwości bólowych

⋮

2

Zwiększenie zakresu ruchomości

⋮

3

Przyspieszenie procesów gojenia



WINBACK®
PHYSIO

