



Water Cycle Pro wyposażony jest w możliwość płynnej zmiany siły hamującej, którą ustala się pokrętką regulacyjną. Do regulacji wysokości rotora służą punkty regulacyjne usytuowane w przedniej i tylnej stopie ramy nośnej, zespole siodła oraz zespole kierownicy. Do regulacji przesuwu poziomego służą punkty regulacyjne usytuowane w zespole siodła i zespole kierownicy.

Do umieszczania rotora w niecce basenu przeznaczone są kółka transportowe, umieszczone w przedniej części ramy nośnej, co pozwala na łatwe sprowadzenie rowerkę po ścianie basenu.

Rotor może być przechowywany na zewnątrz jak i w wodzie (stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej 316L elektropolerowanej o najwyższej odporności na działanie środowiska basenowego). Siodło rotora z wkładem żelowym dla zmaksymalizowania wygody, przystosowane jest do pracy w wodzie, nie tracąc swoich właściwości i estetyki.

Rotor cechuje stabilność, niezawodność i łatwość użytkowania. Wynika to z jego przemyślanej konstrukcji, zastosowanej technologii wytwarzania i systemu zapewnienia jakości wyrobu. Rotor wykonany jest zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa I, reguła 1) i posiada oznaczenie znakiem CE, odpowiednio do deklaracji producenta.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	105-121,5
Szerokość [cm]:	112-153
Wysokość [cm]:	65
Regulacja wysokości poziomu siodła [cm]:	95-136,5
Regulacja wysokości poziomu kierownicy [cm]:	102-143/112-153
Regulacja wysokości poziomu osi mechanizmu korbowego [cm]:	34-52,5
Regulacja przesuwu siodła [cm]:	0-8
Regulacja przesuwu kierownicy [cm]:	0-12
Obciążenie rotora [kg]:	≤ 150
Masa rotora [kg]:	32
Materiał głównej konstrukcji rotora:	Stal kwasoodporna 316L elektropolerowana

Water Cycle Pro to profesjonalny rower do ćwiczeń w wodzie w basenach o głębokości 110-160 cm. Płynna możliwość regulacji oporu umożliwia trening rehabilitacyjny oraz fitness. System umożliwiający wypoziomowanie rowerkę w basenach o nachylnym podłożu. System regulacji umożliwiający zajęcie wygodnej pozycji zapewnia komfort renującemu.

Zastosowanie:

Urządzenie służy do rehabilitacji osób mających problemy z kręgosłupem, zapaleniem stawów, układem sercowo-naczyniowym i oddechowym, a także obciążonych osteoporozą. Konstrukcja rotora pozwala na wykonywanie ruchów w wodzie bez obciążenia stawów. Sprzyja to rehabilitacji po przebytych urazach i zabiegach oraz niwelacji obrzęków.

