



Urządzenie do masażu wirowego **WKR** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Urządzenie **WKR** zapewnia efektywny 2-strefowy masaż wirowy, a jego funkcjonalność sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Długość: **117 cm**



Wysokość: **95 cm**



Szerokość: **68 cm**



Waga: **75 kg**



Pojemność: **210 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - min. 75 l,
- efektywny hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
- możliwość pracy na 2 poziomach (75/165): I - kończyny dolne, II - kończyny dolne + kręgosłup,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznica,
- stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	75-165
Pojemność do przelewu [l]:	210
Liczba dysz:	12
Czas napełniania/oprózniania [min]:	2/4
Pobór prądu [A]:	7
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 68 x 95
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	70
Waga [kg]:	75

