

Pulson 400

Zaawansowany aparat do terapii ultradźwiękowej

gymna[®]



Pulson 400 to aparat do terapii ultradźwiękami z dwiema wieloczęstotliwościowymi głowicami 1 i 3 MHz o powierzchni 1 i 4 cm². Aparat **Pulson 400** został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą.

Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostą obsługą sprawia, że jest to aparat bardzo uniwersalny i godny polecenia dużym ośrodkom rehabilitacyjnym.

Cechy charakterystyczne:

- 2-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej i fonoforezy,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- wbudowane protokoły lecznicze,
- wbudowany program ułatwiający wykonywanie zabiegów fonoforezy,
- wbudowany program diagnostyczny,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- wolne miejsca w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna pozwalająca na dobór zabiegu poprzez wskazanie części ciała podlegającej rehabilitacji,
- kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4" (SVGA: 800 x 600 px),
- system GTS 2,
- pomoc i ekrany informacyjne.

Akcesoria standardowe:

- głowica ultradźwiękowa 4 cm² (1 i 3 MHz),
- głowica ultradźwiękowa 1 cm² (1 i 3 MHz),
- skala VAS,
- rysik do ekranu dotykowego,
- żel kontaktowy 500 ml.

