



Easy Qs jest praktycznym i przenośnym urządzeniem do magnetoterapii, łatwym i intuicyjnym w obsłudze, przeznaczonym głównie do przeprowadzania leczenia miejscowego. Dostarczane w zestawie elastyczne aplikatory Flexa dopasowują się kształtem do każdego obszaru ciała, a generowane przez nie pole magnetyczne jest stałe i jednorodne, o emisji prostopadłej do powierzchni ciała. Aplikatory Flexa wytwarzają również wibrację, dającą dodatkowy efekt terapeutyczny. Wprowadzone do pamięci urządzenia programy podlegają modyfikacji, umożliwiając dostosowanie parametrów do konkretnych wymagań pacjenta, takich jak rodzaj patologii czy faza leczenia.

Dane techniczne:

Częstotliwość [Hz]:	0,5-100
Nasilenie pola magnetycznego zmienne w zakresie [%]:	5-100
Czas zabiegu [min]:	1-99 lub tryb pracy ciągły
Wyświetlacz LCD:	tak
Klawiatura pokryta membraną zabezpieczającą:	tak
Zasilanie [V/Hz]:	90-260, 50-60
Moc maksymalna [VA]:	300
1 kanał z dwoma wyjściami dla aplikatorów Flexa:	tak
Generator Easy Qs (wymiary, waga) [cm, kg]:	28 x 38 x 13, 3
Aplikator Flexa (wymiary, waga) [cm, kg]:	22 x 37 x 2,5, 1,2
Torba transportowa (wymiary, waga) [cm, kg]:	50 x 38 x 18, 1

Aplikator Flexa z efektem wibracji, dzięki elastycznej budowie, pozwala na dopasowanie swojego kształtu do obszaru ciała podlegającego leczeniu, co pozwala na prostopadłą do tkanki emisję fal magnetycznych. Najlepiej sprawdzają się w leczeniu miejscowym, zwłaszcza złamań kości długich. Jest dostarczany w zestawie z urządzeniem w wersji **PMT Qs** Manual / Automatic i **Easy Qs**.

Metody aplikacji:

Istnieją 2 metody aplikacji pola magnetycznego:

- terapia ukierunkowana (kontaktowa) - przeprowadzana za pomocą aplikatorów elastycznych lub solenoidów o małej średnicy. Jest ona stosowana do leczenia urazów zogniskowanych, dysfunkcji i urazów ogólnych oraz jako uzupełnienie w terapiach przeciwbólowych,
- terapia ogólna (całościowa) - przeprowadzana za pomocą solenoidów o dużych średnicach, stacjonarnych oraz przesuwanych manualnie lub automatycznie na leżance. Duża średnica aplikatora pozwala na przeprowadzenie terapii większych partii ciała lub całego organizmu. Zastosowanie obu metod zwiększa efektywność działania pola magnetycznego.

