

UroStim 2

Dwukanałowy przenośny elektrostymulator do terapii nietrzymania moczu i stolca



UroStim 2: dwukanałowy przenośny elektrostymulator wspomagający leczenie nietrzymania moczu lub stolca.

Liczne programy do stymulacji mięśnia dna miednicy. Może być używany zarówno z sondami dopochwowymi jak i doodbytniczymi, ale również z samoprzylepnymi elektrodami. Zasilany akumulatorowo, na wyposażeniu komplet elektrod samoprzylepnych 5 x 5 cm w zestawie oraz walizka transportowa. Sondy należy dokupić osobno.

UroStim 2 umożliwia zapamiętanie 10 trybów ustawień własnych.

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność elektrostymulacji urządzeniem **UroStim 2** jako sposobu leczenia inkontynencji.

Cechy charakterystyczne:

- dwukanałowy elektrostymulator do leczenia inkontynencji,
- 10 zróżnicowanych gotowych programów terapeutycznych,
- 10 trybów ustawień własnych,
- zintegrowany AKS (prąd wyjściowy w postaci krótkich impulsów) mający na celu wzmocnić ochronę skóry,
- możliwość używania w połączeniu z samoprzylepnymi elektrodami albo sondami dopochwowymi / doodbytniczymi,
- możliwość zgrywania parametrów działania urządzenia w celu sprawdzania czy pacjent stosował je zgodnie z poleceniem pracy urządzenia,
- blokada zmian ustawień,
- akumulator.

Wyposażony w 10 programów do terapii, m.in.:

- inkontynencji wywołanej parciem,
- inkontynencji wywołanej stresem,
- inkontynencji mieszanej,
- inkontynencji stolca.

Dane techniczne:

Szerokość impulsu [μ s]:	60-300
Częstotliwość [Hz]:	0,5-120
Zasilanie:	Zintegrowany akumulator
Natężenie [mA]:	100
Wymiary [cm]:	11,5 x 6 x 3
Waga [g]:	ok. 130
Nr artykułu:	101454

