

**Zalecane środki czyszczące i dezynfekujące powierzchni tapicerowanych Meden-Inmed**

**Akzo Nobel**

Natriumhypochlorid

**Bode**

Bacillo AF

Cutasept

**Braun**

Meliseptol Foam Pure

Softasept N

Meliseptol

Helipur

Melsitt

Melsept

**Desomed**

Desomed Rapid

**Dr. Schumacher**

Descosept AF

**Ecolab**

Incidin foam

Incidin Plus

Incidin perfekt

Incidin liquid

**Favodent Karl Huber**

Flora quick

**Henkel**

Incidur-Spray

**Lysoform**

Fugaten Spray

**Orochemie**

B45

**Peppler**

Micro clan

Pepp clean

**Ruck**

Sprühdesinfektion

**Reckitt Benckiser**

Sagrotan med

**Schülke & Mayr**

Kodan Tinktur Forte

Esemfix

Octenisept

Mikrozid AF

**Unident**

Unisepta foam