

kinetec

Szyna CPM Centura 2 Motors

Nowoczesna szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego

37.401 zł brutto

34.700 zł brutto*

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów

Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego z zakresem ruchu odwiedzenia - przywiedzenie, odwiedzenie / przywiedzenie z zsynchronizowaną rotacją, zewnętrzną / wewnętrzną rotacją barku, zgięcie/wyprost barku.

Urządzenie pozwala na wykonywanie ruchów:

- odwiedzenia / przywiedzenia ze statą rotacją 20° -160°,
 - odwiedzenia / przywiedzenia zsynchronizowanego z rotacją przywiedzenia 20° / Odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90°,
 - rotacji ze stałym odwiedzeniem / przywiedzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna,
 - zgięcie / wyprost: 20° - 180°,
 - odwodzenia horyzontalnego od -30° do 110°.
- Wykorzystywane w pooperacyjnym leczeniu. Zapobiega usztywnieniu stawów, przykurczom i zanikom tkanki.

Akcesoria dodatkowe:

- zestaw Data Capture V2 Centura,
- moduł CEM,
- moduł Abduction.



Dostępna w wersji Lite.

Jednostka Centura Lite została zaprojektowana z myślą o wypożyczalniach, jest więc skonstruowana w sposób ułatwiający jej transport i przeładunek.

Różnice:

- jest całkowicie składana
- opiera się na dwóch nóżkach zamiast jednej cylindrycznej jak w standardowym modelu
- oparcie zamontowane na jednym wsporniku (gdzie można umieścić moduł) zamiast dwóch jak w podstawowej wersji.



Zalety urządzenia:

- wizualizacja mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback),
- stopniowa zmiana protokołów w celu osiągnięcia maksimum korzyści,
- do ćwiczeń izolowanych lub synchronicznych.

Wskazania do używania szyny:

- całkowite przemieszczenie kości ramiennej,
- powtarzające się zwłknięcie kości ramiennej,
- uszkodzenie stożka rotatorów,
- złamanie kości ramienia,
- złamanie łopatki,
- nacięcie torebki stawowej,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- wszystkie typy zeszczywnienia stawu,
- kapsulectomia,
- plastyka wyrostka barkowego,
- poparzenia.

Dane techniczne:

Odwodzenie / przywiedzenie [°]:	20 do 160
Rotacja zew. / wew. barku [°]:	-10 do 90
Zgięcie / wyprost barku [°]:	20 do 180
Zgięcie / wyprost łokcia (CEM) [°]:	-10 do 135
Odwodzenie horyzontalne (Abduction) [°]:	-30 do 110
Napięcie zasilania [V]:	100 - 240
Pobór mocy [VA]:	50
Wymiary [cm]:	85 x 69 x 48
Masa [kg]:	41