



Havanna to wysokiej jakości, elektrycznie regulowany stół drewniany. Wykonany jest z **najwyższej jakości drewna** połączonego z mocnym siłownikiem elektrycznym. Dzięki dużemu wyborowi opcji oraz **tapicerce odpornej na olejki** stoły Havanna zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów z branży Medical SPA & Wellness.

Dostępne modele:

- 1-sekcyjny,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
- 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z regulowanymi podłokietnikami.

Opcje dodatkowe:

- podgrzewane leżysko.



Ambra Motion to drewniany stół z elektryczną regulacją wysokości.

Dzięki niepowtarzalnej konstrukcji stoły **Ambra Motion** umożliwiają elektryczną regulację wysokości poprzez schowany w ramie hydrauliczny mechanizm regulacji. Najwyższej jakości drewno w połączeniu z wysokiej jakości elementami wykończenia nadają tej linii stołów bardzo ekskluzywny charakter, odpowiedni **dla luksusowych ośrodków Medical SPA & Wellness**.

Cechy charakterystyczne:

- drewniany stół do zabiegów Medical SPA & Wellness,
- wykonanie z wysokiej jakości bejcowanego drewna,
- elektryczny system regulacji wysokości poprzez system 4 siłowników hydraulicznych sterowanych pilotem nożnym (regulacja 71-100 cm),
- półka na materiały zabiegowe pod leżyskiem,
- poliuretanowa tapicerka odporna na działanie olejków do Ajurwedy.

Dostępne modele:

- 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 70 mm,
- 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 30 mm z rantem umożliwiającym spływanie olejków,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z tapicerką o grubości 70 mm,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z tapicerką o grubości 30 mm z rantem umożliwiającym spływanie olejków,
- 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z regulowanymi podłokietnikami z tapicerką o grubości 70 mm,
- 4-sekcyjny z 4 częściowym leżyskiem z tapicerką o grubości 70 mm.



Opcje dodatkowe:

- podgrzewane leżysko,
- gniazdko zasilające w półce na materiały zabiegowe pod leżyskiem.



Abano to luksusowy stół elektryczny wykończony drewnem.

Stabilna, regulowana elektrycznie kolumna wykończona drewnem sprawia, iż stoły Abano wyróżniają się swoim designem. Dzięki solidnej konstrukcji oraz dbałości o szczegóły stoły **Abano to najczęściej wybierany stół przez klientów Medical SPA & Wellness.**



Ajurweda to mający ponad 5 tys. lat indyjski, tradycyjny system leczenia opierający się na zachowaniu równowagi między ciałem, duszą i umysłem człowieka.

Sam termin znaczy "wiedza o życiu" lub "sztuka życia", Ajurweda traktuje ciało i umysł jako całość, ujmując człowieka holistycznie i proponując terapię przez stosowanie ziół i kosmetyków oraz masaże. **Od 1979 r. jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia jako koncepcja zdrowia i terapii.**

W Medical SPA zabiegi Ajurwedy traktowane są jako terapie przeciwko konkretnym schorzeniom: wysokiemu ciśnieniu, nadkwasocie, artretyzmowi, astmie czy nawet chorobie Parkinsona.

Dostępne modele:

- 1-sekcyjny,
- 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
- 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem z regulowanymi podłokietnikami.

Cechy charakterystyczne:

- stół do zabiegów Medical SPA & Wellness oparty na jednej kolumnie,
- kolumna wykończona drewnem (ciemne lub jasne drewno),
- elektryczny system regulacji wysokości poprzez kolumnę elektryczną sterowaną pilotem nożnym.

Opcje dodatkowe:

- podgrzewane leżysko.



Shirodhara to wysokiej jakości zestaw do Ajurwedy. Zapewnia komfort użytkowania oraz wysoką jakość wykonania.

Skład zestawu:

- stojak,
- ociekacz,
- misa.