



Jedyna na rynku **komora pozwalająca na przeprowadzanie zarówno suchych kąpeli CO₂, jak i kąpeli ozonowych.**

Urządzenie pracuje automatycznie i posiada wbudowany licznik czasu trwania zabiegu widoczny na panelu sterowniczym. Komora do suchych kąpeli CO₂ /O₃ jest wyposażona w nowoczesny system sterowania, umożliwiający regulację takich parametrów zabiegu, jak: temperatura, dawka gazu leczniczego i odmierzanie czasu zabiegu. Przed końcem terapii komora jest automatycznie opróżniana z gazu, a o zakończeniu zabiegu informuje sygnał dźwiękowy.

Kąpiele CO₂

Przeznaczone są dla osób, które z powodu niektórych schorzeń nie mogą być rehabilitowane za pomocą standardowych kąpeli kwasowęglowych (ze względu na ciśnienie hydrostatyczne, które dodatkowo obciąża pacjenta).

Zabiegi suche **zalecane są w przypadku współistniejących schorzeń kardiologicznych lub naczyniowych mózgu**, w przypadku których stosowanie stosowanie obciążających hydrostatycznie i termicznie kąpeli kwasowęglowych mokrych jest wykluczone. Pobieranie „suchych” kąpeli w CO₂ **nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej**. Osobom z dysfunkcjami narządów ruchu zabieg ten, ze względu na łatwość zajęcia stanowiska zabiegowego, może z powodzeniem zastąpić kąpiele "mokre".

Kąpiele O₃

Ozon stosowany w metodach leczniczych nie jest czystym gazem. Najczęściej są to mieszaniny ozonowo-tlenowe lub ozonowo-powietrzne. **W medycynie wykorzystywany jest od ponad 100 lat, m.in. jako środek wyjaławiający, odkażający oraz poprawiający metabolizm komórkowy** przez zwiększone dostarczanie tlenu do tkanek.

Ozon zastosowany w mieszance z tlenem wyróżnia się wszechstronnym działaniem: poprawia krążenie poprawiające krążenie obwodowe w kończynach dolnych, powoduje lepsze utlenienie tkanek niedokrwionych, działa przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo oraz dezynfekująco na rany i owrzodzenia. W większych stężeniach niszczy bakterie i wirusy, a w mniejszych pobudza gojenie się ran, oparzeń, owrzodzeń i odleżyn. Posiada właściwości immunostymulujące.

Kąpiele O₃ - wskazania:

- choroby naczyń obwodowych (zaburzenia krążenia obwodowego tętniczego),
- nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze,
- przewlekłe schorzenia narządu ruchu: choroby reumatyczno-zwyrodnieniowe,
- rehabilitacja po urazach,
- wszelkiego rodzaju nerwice (np. nadpobudliwość),
- bezsenność,
- zaburzenia przemiany białkowo-tłuszczowej (otyłość),
- zaburzenia perystaltyki jelit,
- wzdęcia,
- przewlekłe choroby kobiece i stany depresyjne właściwe dla klimakterium, nieregularne i bolesne miesiączki,
- przygasająca potencja seksualna (kąpiel z aromaterapią),
- przewlekłe choroby skórne (stany zapalne, niektóre egzemy, łuszczyca, grzybica),
- odleżyny, owrzodzenia troficzne z infekującymi wykwitami skóry,
- nadpotliwość stóp,
- mózgowo porażenie dziecięce,
- niedowład w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej,
- zespół Ehlersa-Danlosa,
- wzmożone lub patologicznie obniżone napięcie mięśniowe,
- w medycynie kosmetycznej - zwalczanie i zapobieganie cellulitowi, rozstępom, obrzęki pooperacyjne, niekorzystne problemy estetyczne pojawiające się przy przekwitaniu, ciąży, po porodzie lub intensywnych terapiach odchudzających.

Dane techniczne:

Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Maks. pobór mocy [kW]:	1,2
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	124 x 128 x 115
Czas zabiegu [min]:	5-30
Temperatura [°C]:	20-40
Średnie zużycie CO ₂ /kg [min]:	80



Możliwość wyboru koloru

