

Pozycjonowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego jest wspólną odpowiedzialnością całego zespołu. Pacjent poddany znieczuleniu traci wszystkie odruchy obronne. Właściwe umiejscowienie pacjenta jest skuteczną metodą zapobiegania śródoperacyjnemu uszkodzeniu zmiotczonych chorych.

Podczas operacji endoskopowych Dr Piotr Winkler stosuje doskonały, wysoce zaawansowany system regulowanej stabilności głowy, stanowiący najwyższy stopień ochrony głowy i ochronę oczu podczas operacji kiedy pacjent ułożony jest w pozycji leżącej, odwróconej – na brzuchu.

Zasadnicze korzyści:

- doskonała widoczność oczu, wymagana podczas zabiegu i brak ucisku na gałki oczne,
- zaawansowany anatomicznie model hełmu w którym leży głowa, umożliwiającą regulowanie wysokości,
- optymalny rozkład ciśnienia, który zapewnia miękkie wyściełanie hełmu specjalną silikonową poduszką,
- regulacja umożliwiająca naturalne ułożenie szyi,
- zapewnienie kontroli bezpieczeństwa anestezjologicznego, gdyż obwód znieczulający może być wizualizowany podczas zabiegu chirurgicznego w dowolnym momencie.

Stosowany [ProneView® Spinal Surgery Table Platform with Helmet](#) jest specjalnie zaprojektowany i bezpiecznie dopasowany do szyn stołu do chirurgii kręgosłupa. System składa się z mocnego hełmu ochronnego, miękko wyściełanego oraz podstawki lustrzanej, co razem stanowi bezpieczny i efektowny sposób pozycjonowania.

Budowa systemu umożliwia jego łatwe czyszczenie standardowymi szpitalnymi środkami dezynfekcyjnymi.

lek. Piotr Winkler

specjalista neurochirurgii