

WEAVER
and company

565 Nucla Way, Unit B
Aurora, Colorado 80011 USA

Nūprep[®]
Skin Prep Gel



4oz (114g) Tubes

Sold as a 3-pack
ITEM #10-30



25g Tubes

Sold as a 6-pack
ITEM #10-61

Żel Nuprep

.....

Badania EEG ●

Diagnostyka snu ●

Audiologia ●

Badanie Holter'a ●

Test wysiłkowy serca ●

Badanie potencjałów wywołanych ●

Monitorowanie śródoperacyjne ●

Biologiczne sprzężenie zwrotne ●

Monitorowanie rehabilitacji
kardiologicznej ●

Opis produktu

.....

Odpowiednie przygotowanie skóry pod każdą z elektrod ma kluczowe znaczenie dla jakości pomiarów.

Żel Nuprep Skin Prep delikatnie złuszcza i nawilża wierzchnią warstwę skóry. Zmniejsza jej impedancję przy minimalnym podrażnieniu skóry i dyskomforcie pacjenta.

Nuprep praktycznie eliminuje niepożądane efekty obfitego pocenia oraz zapewnia najlepsze warunki do uzyskania dokładnych wyników przy pomiarach kardiologicznych i neurologicznych.