

Dakota™

Koszyk nitinolowy do wydobywania
kamieni z uchwytem OpenSure™

**LICZY SIĘ
KAŻDY SZCZEGÓŁ**

Kiedy należy usunąć kamienie różnej wielkości,
usytuowane w miejscach o trudnym dostępie,


LICZY SIĘ KAŻDY SZCZEGÓŁ.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ.


Przechwytyj, zmieniaj położenie,
usuwaj wiele kamieni oraz ich fragmentów
za pomocą jednego narzędzia.

Porównanie trwałości koszyków do wydobywania kamieni

pomiędzy Dakota™ firmy Boston Scientific
a NGage™ firmy Cook



Badanie wykazało, że kosz Dakota™ jest bardziej wytrzymały od kosza NGage™ podczas usuwania kamieni o wielkości 8-10 mm. Według badania, przy 75 cyklach użycia koszyka Dakota™, narzędzie sprawdziło się oraz pozostało bez uszkodzenia w 100% w porównaniu do 23% koszyka NGage™¹.





ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ.

Trzyramienny, wyjątkowo elastyczny kosz Dakota™, otwiera się i zamyka w pełnym zagięciu tak, aby mógł dotrzeć także do dolnych kielichów nerki.



ZDOLNOŚĆ PRECHWYTYWANIA NAWET NAJMNIEJSZYCH KAMIENI.

Hybrydowy chwytak zaprojektowany tak, aby przechwycić nawet małe kamienie o wielkości 1 mm.

SZEROKIE OTWARCIE.

Szybkie uwalnianie dużych kamieni za pomocą jednego naciśnięcia opatentowanego uchwytu OpenSure™.

- Kosz o średnicy 8 mm, otwiera się dodatkowo o 50%.
- Kosz o średnicy 11 mm, otwiera się dodatkowo o 39%!



Szczegóły zamówienia

Kod produktu	Opis	Ilość
M0063905000	Dakota 1.9 F x 8 mm x 120cm	1 szt.
M0063905010	Dakota 1.9 F x 11 mm x 120cm	1 szt.

Każdy szczegół przełomowego koszyka hybrydowego Dakota™ przybliża o jeden krok do ostatecznego celu – zwiększenia liczby pacjentów bez kamieni i poprawy wyników.

Z TYM KOSZEM USUNIESZ WSZYSTKIE KAMIENIE.


Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, w celu uzyskania większej ilości informacji o produkcie oraz możliwości jego zamówienia.

1 Bench Test results may not necessarily be indicative of clinical performance. Data on file.

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Information for use only in countries with applicable health authority registrations. Material not intended for use in France.

Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service.

All images are the property of Boston Scientific. All trademarks are the property of their respective owners.



Wyłączy dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

tel.: +48 609 139 337, mterczynska@meden.com.pl

tel.: +48 94 344 90 59 / 61, wam@meden.com.pl

fax.: +48 94 345 40 55, www.meden.com.pl